

Systemeoverzicht 2021



The Natural Fit

Voor achtergrondinformatie over het gebruik van producten van BioComp Dental verwijzen we u graag naar www.biocomp.eu.

Alle tandheekkundige producten zijn van titanium, tenzij anders vermeld.
Het instrumentarium is van rvs. In de gebruikershandleiding vindt u een overzicht van alle materialen en bijbehorende behandeling.

BioConnect

Productgroep

110	BioConnect implantaat, tweefasen HAVD	Pag. 3
140	BioConnect healing abutments	Pag. 3
150	BioConnect afdrukstiften	Pag. 4
170	BioConnect laboratorium analogen	Pag. 4
180	BioConnect fixatieschroeven	Pag. 4
190	BioConnect abutments, kroon, PEEK	Pag. 4
190	BioConnect abutments, kroon	Pag. 4
199	BioConnect basis, kroon	Pag. 5
199	BioConnect basis, brug	Pag. 5
580	BioConnect beettafels	Pag. 5
	BioConnect stroomdiagram	Pag. 6

BioComp

1100	BioComp implantaat, tweefasen HAVD	Pag. 7
1100	BioComp implantaat, tweefasen geëts	Pag. 8
1300	BioComp implantaat, eenfase geëts	Pag. 9
1400	BioComp healing abutments	Pag. 10
1500	BioComp afdrukstiften	Pag. 10
1700	BioComp laboratorium analogen	Pag. 10
1800	BioComp fixatieschroeven	Pag. 11
1900	BioComp abutments, kroon	Pag. 11
1900	BioComp Cad-Cam	Pag. 12
	BioComp fixatieschroeven, gefreesde steg	Pag. 12
2000	BioComp abutments, steg	Pag. 12
2200	BioComp abutments, Dalbo®	Pag. 13
2230	BioComp abutments, Locator®	Pag. 13
2230	Tertiaire- en hulpdelen, Locator®	Pag. 13
2300	Tertiaire delen, kroon	Pag. 14
2400	BioComp tertiaire delen, steg	Pag. 14
2600	Tertiaire delen, Dalbo®	Pag. 15
2700	BioComp beettafels	Pag. 15
	BioComp stroomdiagram voor kroon- en brugwerk	Pag. 16
	BioComp stroomdiagram voor Dalbo®	Pag. 17
	BioComp stroomdiagram voor Locator®	Pag. 18
	BioComp stroomdiagram voor steg	Pag. 19

*Instrumentarium***Productgroep**






















5000	Hexagonale schroevendraaiers	Pag. 20
5100	Sets met inbrenginstrumentarium	Pag. 20
5200	Implantaatboren, interne koeling	Pag. 20
5200	Implantaatboren, externe koeling	Pag. 21
5200	Boorstoppers	Pag. 21
5400	Beitels	Pag. 22
5500	Hulpdelen voor hoekstuk	Pag. 22
5600	Ratel en toebehoren	Pag. 22
5700	In- en uittikdelen	Pag. 22
5800	Hulpdelen algemeen	Pag. 22


Botregeneratie

	Synthetische botregeneratiematerialen	Pag. 23
--	---------------------------------------	----------------


Overig

	Chirurgie	Pag. 24
	Service artikelen	Pag. 27

BCC-110		BioConnect implantaat, tweefasen HAVD
	BCC-112-3410VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 10 mm, HAVD
	BCC-112-3412VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 12 mm, HAVD
	BCC-112-3414VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 14 mm, HAVD
	BCC-112-4010VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 10 mm, HAVD
	BCC-112-4012VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 12 mm, HAVD
	BCC-112-4014VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 14 mm, HAVD
	BCC-112-4608VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 08 mm, HAVD
	BCC-112-4610VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 10 mm, HAVD
	BCC-112-4612VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 12 mm, HAVD
	BCC-112-5208VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 08 mm, HAVD
	BCC-112-5210VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 10 mm, HAVD
	BCC-112-5212VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 12 mm, HAVD
BCC-140		BioConnect healing abutments
	BCC-140-Z31000	BioConnect afdekschroef, implantaat
	BCC-140-E42004	BioConnect healing abutment, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm
	BCC-142-E50004	BioConnect healing abutment, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm
	BCC-142-E58004	BioConnect healing abutment, laag, Ø 5.8 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm
	BCC-142-E51054	BioConnect healing abutment, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm, 15° + schroef
	BCC-146-G76004	BioConnect healing abutment, laag, 7x6 mm, H 1.5 mm, L 3.5 mm + schroef
	BCC-142-P49003	BioConnect healing abutment, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 3.0 mm
	BCC-142-P51005	BioConnect healing abutment, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 5.0 mm
	BCC-146-Q76005	BioConnect healing abutment, hoog, 7x6 mm, H 3.0 mm, L 5.0 mm + schroef

BCC-150 BioConnect afdrukstiften

BCC-150-010011 BioConnect afdrukstift, implantaatniveau, open lepel + schroef



BCC-159-010P15 BioConnect scanstift, implantaatniveau, PEEK + schroef

BCC-170 BioConnect laboratorium analogen

BCC-171-004012 BioConnect lab. analog, implantaatniveau

BCC-180 BioConnect fixatieschroeven

BCC-181-212683 BioConnect schroef, implantaatniveau (2 stuks)

BCC-190 BioConnect abutments, kroon, PEEK

BCC-192-E15P09 BioConnect abutment, kroon, laag, PEEK, Ø 5.8 mm, H 3.0 mm, L 9.0 mm + schroef



BCC-196-G17P01 BioConnect abutment, kroon, laag, PEEK, 7x6 mm, H 4.0 mm, L 10.0 mm + schroef



BCC-192-P15P01 BioConnect abutment, kroon, hoog, PEEK, Ø 5.1 mm, H 5.0 mm, L 10.0 mm + schroef

BCC-190 BioConnect abutments, kroon

BCC-190-E14008 BioConnect abutment, kroon, laag, conus, Ø 4.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef



BCC-192-E15008 BioConnect abutment, kroon, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef



BCC-192-E15058 BioConnect abutment, kroon, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm, 15° + schroef



BCC-196-G17009 BioConnect abutment, kroon, laag, 7x6 mm, H 1.5 mm, L 8,5 mm + schroef






BCC-192-P15001 BioConnect abutment, kroon, hoog, Ø 5.1 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef





BCC-196-Q17001 BioConnect abutment, kroon, hoog, 7x6 mm, H 1.5 mm, L 10.0 mm + schroef





BCC-199 BioConnect basis, kroon

	BCC-199-E14008	BioConnect basis, kroon, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BCC-199-E15006	BioConnect basis, kroon/Cerec, laag, Ø 4.6 mm, H 1.2 mm, L 5.9 mm + schroef
	BCC-199-P15008	BioConnect basis, kroon/Cerec, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 7.7 mm + schroef


BCC-199 BioConnect basis, brug





















	BCC-199-E04005	BioConnect basis, brug, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 5.0 mm + schroef
	BCC-199-E04008	BioConnect basis, brug, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef





































BCC-580 BioConnect beettafels

	BCC-581-017007	BioConnect beettafel, L 7.0 mm
	BCC-581-017009	BioConnect beettafel, L 9.0 mm
	BCC-581-017011	BioConnect beettafel, L 11.0 mm
	BCC-581-017000	BioConnect beettafel, L 7.0 mm + L 9.0 mm + L 11.0 mm (set)













BioConnect stroomdiagram



















BC-1100		BioComp implantaat, tweefasen HAVD	
	BC-1110-34VD08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 08 mm, HAVD	
	BC-1110-34VD10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 10 mm, HAVD	
	BC-1110-34VD12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 12 mm, HAVD	
	BC-1110-34VD14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 14 mm, HAVD	
	BC-1110-34VD16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 16 mm, HAVD	
	BC-1110-40VD08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 08 mm, HAVD	
	BC-1110-40VD10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 10 mm, HAVD	
	BC-1110-40VD12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 12 mm, HAVD	
	BC-1110-40VD14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 14 mm, HAVD	
	BC-1110-40VD16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 16 mm, HAVD	
	BC-1110-46VD08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 08 mm, HAVD	
	BC-1110-46VD10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 10 mm, HAVD	
	BC-1110-46VD12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 12 mm, HAVD	
	BC-1110-46VD14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 14 mm, HAVD	
	BC-1110-46VD16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 16 mm, HAVD	
	BC-1110-52VD08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 08 mm, HAVD	
	BC-1110-52VD10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 10 mm, HAVD	
	BC-1110-52VD12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 12 mm, HAVD	
	BC-1110-52VD14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 14 mm, HAVD	
	BC-1110-52VD16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 16 mm, HAVD	

		BC-1100	BioComp implantaat, tweefasen geëtt
		BC-1110-34ES08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 08 mm, geëtt
		BC-1110-34ES10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 10 mm, geëtt
		BC-1110-34ES12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 12 mm, geëtt
		BC-1110-34ES14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 14 mm, geëtt
		BC-1110-34ES16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 16 mm, geëtt
		BC-1110-40ES08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 08 mm, geëtt
		BC-1110-40ES10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 10 mm, geëtt
		BC-1110-40ES12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 12 mm, geëtt
		BC-1110-40ES14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 14 mm, geëtt
		BC-1110-40ES16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 16 mm, geëtt
		BC-1110-46ES08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 08 mm, geëtt
		BC-1110-46ES10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 10 mm, geëtt
		BC-1110-46ES12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 12 mm, geëtt
		BC-1110-46ES14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 14 mm, geëtt
		BC-1110-46ES16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 16 mm, geëtt
		BC-1110-52ES08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 08 mm, geëtt
		BC-1110-52ES10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 10 mm, geëtt
		BC-1110-52ES12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 12 mm, geëtt
		BC-1110-52ES14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 14 mm, geëtt
		BC-1110-52ES16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 16 mm, geëtt

BC-1300		BioComp implantaat, eenfase geëëtst	
	BC-1310-34ES08	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 08 mm, geëëtst	
	BC-1310-34ES10	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 10 mm, geëëtst	
	BC-1310-34ES12	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 12 mm, geëëtst	
	BC-1310-34ES14	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 14 mm, geëëtst	
	BC-1310-34ES16	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 16 mm, geëëtst	
	BC-1310-40ES08	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 08 mm, geëëtst	
	BC-1310-40ES10	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 10 mm, geëëtst	
	BC-1310-40ES12	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 12 mm, geëëtst	
	BC-1310-40ES14	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 14 mm, geëëtst	
	BC-1310-40ES16	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 16 mm, geëëtst	

	BC-1400	BioComp healing abutments
	BC-1400-403052	BioComp abutment, healing, conisch, Ø 4.0 - Ø 5.2 mm, L 3.0 mm
	BC-1400-405052	BioComp abutment, healing, conisch, Ø 4.0 - Ø 5.2 mm, L 5.0 mm
	BC-1400-405060	BioComp abutment, healing, conisch, Ø 4.0 - Ø 6.0 mm, L 5.0 mm
	BC-1400-400030	BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 3.0 mm
	BC-1400-400050	BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 5.0 mm
	BC-1400-520010	BioComp abutment, healing, Ø 5.2 mm, L 1.0 mm
	BC-1400-520030	BioComp abutment, healing, Ø 5.2 mm, L 3.0 mm
	BC-1400-520050	BioComp abutment, healing, Ø 5.2 mm, L 5.0 mm
	BC-1400-600010	BioComp abutment, healing, Ø 6.0 mm, L 1.0 mm
	BC-1400-600030	BioComp abutment, healing, Ø 6.0 mm, L 3.0 mm
	BC-1418-401530	BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 3.0 mm, 15° + schroef
	BC-1418-401550	BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 5.0 mm, 15° + schroef

	BC-1500	BioComp afdrukstiften
	BC-1518-400011	BioComp afdrukstift, implantaatniveau, open lepel + schroef*
	BC-1518-400015	BioComp afdrukstift, implantaatniveau, gesloten lepel + schroef + kapje
	BC-1518-520015	BioComp afdrukstift, implantaatniveau, gesloten lepel, Ø 5.2 mm + schroef + kapje**
	BC-1500-60K057	BioComp afdrukkapje voor gesloten lepel afdruk, kunststof, implantaatniveau (5 stuks)
	BC-1500-400006	BioComp afdrukstift, implantaatniveau, steg, gesloten lepel
	BC-1518-402010	BioComp afdrukstift, abutmentniveau, steg, open lepel + schroef
	BC-1500-402005	BioComp afdrukstift, abutmentniveau, steg, gesloten lepel
	BC-1824-28K015	BioComp rebaseschroef, abutmentniveau, steg, gesloten lepel, kunststof (2 stuks)
	BC-1500-402210	BioComp afdrukstift, abutmentniveau, Dalbo®
	BC-2600-072626	Dalbo® plus, dupliceerkapje
	BC-1518-40K015	BioComp scansstift, implantaatniveau, PEEK + schroef

























	BC-1700	BioComp laboratorium analogen
	BC-1719-400012	BioComp lab. analoog, implantaatniveau, Ø 4.0 mm
	BC-1719-520012	BioComp lab. analoog, implantaatniveau, Ø 5.2 mm**
	BC-1720-402412	BioComp lab. analoog, abutmentniveau, steg
	BC-1722-402612	BioComp lab. analoog, abutmentniveau, Dalbo®
	BC-1722-403012	BioComp lab. analoog, abutmentniveau, Locator®

* Bij inkorten dient u ook de inkortbare fixatieschroef BC 1815-225213 te bestellen





** Ø 5.2 is alleen noodzakelijk bij systemen die:

Voor 2009 zijn geïmplantéerd met tweefasen Ø 4.6 en Ø 5.2 HA en geëteste implantaten zonder platformswitch

Voor 2003 zijn geïmplantéerd met eenfase i.v.m. de brede uitloop naar Ø 5.2








BC-1800 BioComp fixatieschroeven		
	BC-1800 - serie	Fixatieschroeven, diverse types (2 stuks)
	BC-1819-225220	BioComp schroef, implantaatniveau (2 stuks)
	BC-1824-282015	BioComp schroef, abutmentniveau (2 stuks)
BC-1900 BioComp abutments, kroon		
	BC-1918-400701	BioComp abutment, kroon, gemodelleerd, Ø 4.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BC-1918-401501	BioComp abutment, kroon, gemodelleerd, Ø 4.0 mm, H 1.0 mm, L 7.8 mm, 15° + schroef
	BC-1918-420700	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.0 mm + schroef
	BC-1918-420801	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BC-1918-421003	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef
	BC-1918-520700	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 7.0 mm + schroef
	BC-1918-520801	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BC-1918-521003	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef
	BC-1918-421000	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.4 mm, 10° + schroef
	BC-1918-421001	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.4 mm, 10° + schroef
	BC-1918-422000	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.8 mm, 20° + schroef**
	BC-1918-422001	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.7 mm, 20° + schroef
	BC-1918-423000	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.8 mm, 30° + schroef**
	BC-1918-521000	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 7.9 mm, 10° + schroef
	BC-1918-521001	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.9 mm, 10° + schroef
	BC-1918-522000	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 8.4 mm, 20° + schroef
	BC-1918-522001	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 9.3 mm, 20° + schroef
	BC-1918-523000	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 8.5 mm, 30° + schroef
	BC-1918-52K008	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm, kunststof + schroef
	BC-1918-52G008	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm, goud + schroef
	BC-1918-70K010	BioComp abutment, kroon, Ø 7.0 mm, H 4.0 mm, L 10.0 mm, PEEK + schroef

























** Voorzien van interne occlusale schroefdraad zie fixatieschroef BC-2323-220015

BC-1900		BioComp Cad-Cam
	BC-1518-40K015	BioComp scanstift, implantaatniveau, PEEK + schroef
	BC-1918-400400	BioComp basis, kroon, Ø 4.0 mm, H 0.0 mm, L 4.0 mm + schroef
	BC-1918-400700	BioComp basis, kroon, Ø 4.0 mm, H 0.0 mm, L 7.0 mm + schroef
	BC-1918-460500	BioComp basis, kroon/Cerec Ø 4.6 mm, H 0.3 mm, L 5.0 mm + schroef (S BL 4.1 - L)

BioComp fixatieschroeven, gefreesde steg

	BC-1819-225220	BioComp schroef, implantaatniveau (2 stuks)
	BC-1819-225208	BioComp schroef, implantaatniveau, lang, inkortbaar (2 stuks)
	BC-1824-282015	BioComp schroef, abutmentniveau (2 stuks)

BC-2000		BioComp abutments, steg
	BC-2018-401500	BioComp basis, steg/Dalbo®, 15° + schroef
	BC-2018-403000	BioComp basis, steg/Dalbo®, 30° + schroef
	BC-2022-520038	BioComp secundair deel, steg, gehoekte basis, L 3.8 mm
	BC-2024-400015	BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, L 1.5 mm
	BC-2024-400030	BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, L 3.0 mm
	BC-2024-400050	BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, L 5.0 mm
	BC-2025-402030	BioComp beschermkap voor steg abutment

BC-2200 BioComp abutments, Dalbo®		
	BC-2018-401500	BioComp basis, steg/Dalbo®, 15° + schroef
	BC-2018-403000	BioComp basis, steg/Dalbo®, 30° + schroef
	BC-2220-520015	BioComp secundair deel, Dalbo®, gehoekte basis, L 1.5 mm
	BC-2226-40NI15	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 3.4 mm, gecoat
	BC-2226-40NI35	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 5.4 mm, gecoat
	BC-2226-40NI55	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 7.4 mm, gecoat
	BC-2226-52NI20	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 5.2 mm, H 2.0 mm, L 4.7 mm, gecoat**
	BC-2226-400015	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 3.4 mm
	BC-2226-400035	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 5.4 mm
	BC-2226-400055	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 7.4 mm
	BC-2226-520020	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 5.2 mm, H 2.0 mm, L 4.7 mm**
BC-2230 BioComp abutments, Locator®		
	BC-2230-40NI00	BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 0.4 mm, L 2.8 mm*
	BC-2230-40NI15	BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 3.9 mm*
	BC-2230-40NI30	BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 3.0 mm, L 5.4 mm*
	BC-2230-40NI50	BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 5.0 mm, L 7.4 mm*
	BC-2230-52NI06	BioComp abutment, Locator®, Ø 5.2 mm, H 0.6 mm, L 3.0 mm**
BC-2230 Tertiaire- en hulpdelen, Locator®		
	BC-2230-008393	Locator® basisgereedschap
	BC-2230-008505	Locator® afdrückapje
	BC-2230-008519	Locator® matrixset
	BC-2230-008524	Locator® matrix, transparant, standaard 2268 gram, 20 stuks
	BC-2230-008527	Locator® matrix, roze, standaard 1361 gram, 20 stuks
	BC-2230-008529	Locator® matrix, blauw, standaard 680 gram, 20 stuks
	BC-2230-008547	Locator® matrix, groen, divergerend 1361 gram, 1 stuk
	BC-2230-008548	Locator® matrix, rood, divergerend 230 gram, 1 stuk

* Compatibel met het Locator® systeem.





** Ø 5.2 is alleen noodzakelijk bij systemen die:

Voor 2009 zijn geïmplant met tweefasen Ø 4.6 en Ø 5.2 HA en geëte implantaten zonder platformswitch

Voor 2003 zijn geïmplant met eenfase i.v.m. de brede uitloop naar Ø 5.2







BC-2300

Tertiaire delen, kroon



	BC-2300-18RS25	Tap, schroefdraad
	BC-2300-401523	BioComp pasabutment, implantaatniveau
	BC-2300-22RS00	BioComp ruimer, schroefkop Ø 2.2 mm
	BC-2323-220015	BioComp occlusale schroef, kroon

BC-2400




BioComp tertiaire delen, steg


	BC-2418-42G035	BioComp gouden bus, steg, abutmentniveau, Ø 4.2 mm, L 3.5 mm + schroef (2 stuks)
	BC-2418-42G050	BioComp gouden bus, steg, abutmentniveau, Ø 4.2 mm, L 5.0 mm + schroef (2 stuks)
	BC-2418-42G040	BioComp gouden bus, steg, implantaatniveau, Ø 4.2 mm, L 4.0 mm + schroef (2 stuks)
	BC-2418-42K035	BioComp kunststof bus, steg, abutmentniveau, Ø 4.2 mm, L 3.5 mm + schroef (2 stuks)
	BC-2418-42K010	BioComp kunststof bus, steg, abutmentniveau, Ø 4.2 mm, L 10.0 mm + schroef (2 stuks)
	BC-2418-42K100	BioComp kunststof bus, steg, implantaatniveau, Ø 4.2 mm, L 10.0 mm + schroef (2 stuks)


Mini

	BC-2425-122M01	Steg profiel/patrix, eivormig, goud, mini, L 5.0 cm
	BC-2425-122M02	Steg matrix, goud, mini, L 5.0 cm
	BC-2425-122M04	Steg matrix, doral, mini, L 5.0 cm


Maxi

	BC-2425-123M01	Steg profiel/patrix, eivormig, goud, maxi, L 5.0 cm
	BC-2425-123M02	Steg matrix, goud, maxi, L 5.0 cm
	BC-2425-123M04	Steg matrix, doral, maxi, L 5.0 cm





















	BC-2450-050344	Steg matrix, goud, asymmetrisch, rond, Ø 2.0 mm, L 3.0 cm
--	----------------	---

	BC-2400-070198	Activatorset, steg, matrix
--	----------------	----------------------------


	BC-2400-070200	Deactivator, steg, matrix mini
--	----------------	--------------------------------

	BC-2400-070201	Deactivator, steg, matrix maxi
--	----------------	--------------------------------

	BC-2400-28RS00	BioComp ruimer, steg, schroefkop Ø 2.8 mm
--	----------------	---



BC-2600		Tertiaire delen, Dalbo®
	BC-2600-310285	Dalbo® activator
	BC-2600-312855	Dalbo® deactivator
	BC-2622-583622	Dalbo® matrix, goud, elliptic
	BC-2600-072609	Dalbo® plus activator, matrix
	BC-2600-072626	Dalbo® plus, dupliceerkapje
	BC-2622-055890	Dalbo® plus matrix, goud, elliptic
	BC-2622-055891	Dalbo® plus matrix, goud, elliptic, tuning
	BC-2622-055752	Dalbo® plus matrix, goud, rond, incl. dupliceerkapje
	BC-2622-055643	Dalbo® plus lamellen, goud, retentie-inzet, standaard
	BC-2622-050068	Dalbo® plus lamellen, goud, retentie-inzet, tuning soft
	BC-2622-055687	Dalbo® plus lamellen, goud, retentie-inzet, tuning
	BC-2600-126722	Indrukstift voor kunststof matrix
	BC-2626-12T135	Behuizing voor matrix voor bal titanium (6 stuks)
	BC-2626-12KW32	Kunststof matrix voor bal, zwakke retentie wit (6 stuks)
	BC-2626-12KG31	Kunststof matrix voor bal, normale retentie geel (6 stuks)
	BC-2626-12KR33	Kunststof matrix voor bal, sterke retentie rood (6 stuks)
BC-2700		BioComp beettafels
	BC-2700-75RS50	BioComp beettafel, L 7.0 mm
	BC-2700-75RS70	BioComp beettafel, L 9.0 mm
	BC-2700-75RS90	BioComp beettafel, L 11.0 mm
	BC-2700-75RS00	BioComp beettafel, L 7.0 mm + L 9.0 mm + L 11.0 mm (set)

BioComp stroomdiagram voor kroon- en brugwerk



BioComp stroomdiagram voor kroon- en brugwerk

BioComp stroomdiagram voor Dalbo®





▼ Afdruk op abutmentniveau, voorkeur
 ▼ Afdruk op implantaatniveau


BC NL Reg. 5.062.07

BioComp stroomdiagram voor Locator®


BioComp stroomdiagram voor Locator®



Tweefase HAVD gecoat



Eénfase geëst




Tweefase HAVD gecoat

▼ Afdruk op abutmentniveau, voorkeur
 ▼ Afdruk op implantaatniveau

BC NL Reg. 5.065.05

BioComp stroomdiagram voor steg





- ▼ Afdruk op abutmentniveau; steg op abutment, voorkeur
- ▼ Afdruk op implantaatniveau; steg op abutment
- ▼ Afdruk op implantaatniveau; steg op implantaat

BC NL Reg. 5.061.08



5000

Hexagonale schroevendraaiers

	BC-5000-65RS08	Tweezijdige hex. handschroevendraaier, L 8 mm
	BC-5000-65RS12	Tweezijdige hex. handschroevendraaier, L 12 mm
	BC-5000-65RS17	Tweezijdige hex. handschroevendraaier, L 17 mm
	BC-5000-65TZ24	Tweezijdige hex. schroevendraaier voor momentsleutel, L 9 mm
	BC-5000-65TZ27	Tweezijdige hex. schroevendraaier voor momentsleutel, L 15 mm
	BC-5000-70UW32	Instelbare momentsleutel, 10-70 Ncm
	BC-5800-15RS08	Hex. schroevendraaier voor hoekstuk

5100















Sets met inbrenginstrumentarium

	BC-5151-27AL17	Cassette boren, compleet ingericht, interne koeling
	BC-5151-27RS17	Cassette boren, basis + ratel, interne koeling
	BC-5155-27AL17	Cassette boren, compleet ingericht, externe koeling
	BC-5155-27RS17	Cassette boren, basis + ratel, externe koeling












5200

Implantaatboren, interne koeling

	BC-5200-75RS90	Cresttoom, interne koeling
	BC-5200-40RS00	Rosen boor, interne koeling
	BC-5200-20RS00	Lindemann frees, interne koeling
	BC-5200-25RS14	Pilot, interne koeling, L 14 mm
	BC-5200-25RS22	Pilot, interne koeling, L 22 mm
	BC-5200-34RS14	Implantaatboor, interne koeling, Ø 3.4 mm, L 14 mm
	BC-5200-34RS22	Implantaatboor, interne koeling, Ø 3.4 mm, L 22 mm
	BC-5200-40RS14	Implantaatboor, interne koeling, Ø 4.0 mm, L 14 mm
	BC-5200-40RS22	Implantaatboor, interne koeling, Ø 4.0 mm, L 22 mm
	BC-5200-46RS14	Implantaatboor, interne koeling, Ø 4.6 mm, L 14 mm
	BC-5200-46RS22	Implantaatboor, interne koeling, Ø 4.6 mm, L 22 mm
	BC-5200-52RS14	Implantaatboor, interne koeling, Ø 5.2 mm, L 14 mm
	BC-5200-52RS22	Implantaatboor, interne koeling, Ø 5.2 mm, L 22 mm
	BC-5200-58RS14	Implantaat counter, interne koeling

5200		Implantaatboren, externe koeling
	BC-5250-75EK90	Crestotom, externe koeling
	BC-5250-40EK00	Rosen boor, externe koeling
	BC-5250-20EK00	Lindemann frees, externe koeling
	BC-5250-25EK14	Pilot, externe koeling, L 14 mm
	BC-5250-25EK22	Pilot, externe koeling, L 22 mm
	BC-5250-34EK14	Implantaatboor, externe koeling, Ø 3.4 mm, L 14 mm
	BC-5250-34EK22	Implantaatboor, externe koeling, Ø 3.4 mm, L 22 mm
	BC-5250-40EK14	Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.0 mm, L 14 mm
	BC-5250-40EK22	Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.0 mm, L 22 mm
	BC-5250-46EK14	Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.6 mm, L 14 mm
	BC-5250-46EK22	Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.6 mm, L 22 mm
	BC-5250-52EK14	Implantaatboor, externe koeling, Ø 5.2 mm, L 14 mm
	BC-5250-52EK22	Implantaatboor, externe koeling, Ø 5.2 mm, L 22 mm
	BC-5250-58EK14	Implantaat counter, externe koeling

5200		Boorstoppers
	BC-5252-3xPP18	Boorstoppers, L 18 mm, één patiënt, set (1 rood/1 wit/1 blauw)
	BC-5252-3xPP1B	Boorstoppers, L 18 mm, vijf patiënten, set (5 rood/5 wit/5 blauw)
	BC-5252-25PP1B	Boorstoppers, rood, L 18 mm, voor pilot (30 stuks)
	BC-5252-34PP1B	Boorstoppers, wit, L 18 mm, voor boor Ø 3.4 mm (30 stuks)
	BC-5252-40PP1B	Boorstoppers, blauw, L 18 mm, voor boor Ø 4.0 mm (30 stuks)

5400		
Beitels		
	BC-5457-4PRS21	Platte beitel 4.0 mm
	BC-5457-6PRS21	Platte beitel 6.0 mm
	BC-5457-8PRS21	Platte beitel 8.0 mm
	BC-5457-34RS21	Beitel, implantaat Ø 3.4 mm
	BC-5457-40RS21	Beitel, implantaat Ø 4.0 mm
	BC-5457-46RS21	Beitel, implantaat Ø 4.6 mm
	BC-5457-52RS21	Beitel, implantaat Ø 5.2 mm
	BC-5457-34SL22	Sinusbodem elevator, implantaat Ø 3.4 mm
	BC-5457-40SL22	Sinusbodem elevator, implantaat Ø 4.0 mm
	BC-5457-46SL22	Sinusbodem elevator, implantaat Ø 4.6 mm
	BC-5457-52SL22	Sinusbodem elevator, implantaat Ø 5.2 mm

5500		
Hulpdelen voor hoekstuk		
	BC-5500-45RS17	Verlengstuk, voor hoekstuk
	BC-5500-50RS11	Dubbel zeskant, voor hoekstuk
	BC-5500-50WH11	Dubbel zeskant, voor W&H hoekstuk
	BC-5500-50WH30	Dubbel zeskant, voor W&H hoekstuk, lang

5600		
Ratel en toebehoren		
	BC-5656-10RS75	Ratel handvat
	BC-5656-80RS21	Verlengstuk voor ratel
	BC-5656-80RS23	Dubbel zeskant voor ratel

5700		
In- en uitfikkdelen		
	BC-5700-60RS12	Hamerkopje
	BC-5700-60RS70	Verlengstuk gebogen
	BC-5700-60RS80	Verlengstuk recht
	BC-5700-80RS20	Uittrekdeel


5800		
Hulpdelen algemeen		
	BC-5800-11RS59	Doorprikkers voor reiniging boor
	BC-5800-17RS10	Lab. analoghouder
	BC-5800-40LP23	Parallepin
	BC-5800-75RS75	Steeksleutel

Synthetische botregeneratiematerialen


Cerasorb®

	BC-6000-010500	Cerasorb® M 500 - 1000 µm; 5 x 0.5 cc
	BC-6000-110500	Cerasorb® M 500 - 1000 µm; 5 x 1.0 cc
	BC-6000-210500	Cerasorb® M 500 - 1000 µm; 5 x 2.0 cc
	BC-6000-021000	Cerasorb® M 1000 - 2000 µm; 5 x 0.5 cc
	BC-6000-121000	Cerasorb® M 1000 - 2000 µm; 5 x 1.0 cc
	BC-6000-221000	Cerasorb® M 1000 - 2000 µm; 5 x 2.0 cc
	BC-9001-304041	Cerasorb® Pasta, 1 spuit à 0.5 cc

Osbone®

	BC-9000-800501	Osbone® 250 - 1000 µm; 1 x 0.5 cc
	BC-9000-801001	Osbone® 250 - 1000 µm; 1 x 1.0 cc


Poresorb®-TCP

	BC-6200-POR132	Poresorb® 0.3 - 0.6 mm, verpakking 0.5 ml / 0.5 g
--	----------------	---



Resorbeerbaar membraan





	BC-6000-600110	Epi-Guide® membraan Polylactaat, 18 mm x 30 mm
---	----------------	--

Niet resorbeerbaar membraan

	BC-6000-742401	Tefguide® PTFE membraan 12 x 24 mm
	BC-6000-742410	Tefguide® PTFE membraan 12 x 24 mm (10 stuks)
	BC-6000-743001	Tefguide® PTFE membraan 25 x 30 mm
	BC-6000-743005	Tefguide® PTFE membraan 25 x 30 mm (5 stuks)

Botinstrumentarium

	BC-6000-600167	Titanium Pins 3.0 mm (10 stuks)
	BC-6000-600161	Titanium Top Ti-Systeem
	BC-6000-600163	Titanium houder Ti-Systeem

	BC-6001-325000	Botschraper recht (houder + mes)
	BC-6001-325A00	Botschraper gehoekt (houder + mes)
	BC-6001-325LR0	Mes t.b.v. botschraper recht
	BC-6001-325LRA	Mes t.b.v. botschraper gehoekt

Chirurgie



Instrumentarium

Chirurgisch instrumentarium voor implantologie



Disposet

MD-108407-12	Disposet (compleet steriele set ten behoeve van operatie) (12 sets)
MD-108407	Disposet (compleet steriele set ten behoeve van operatie) (1 set)



Chirurgische handschoenen

MD-081220	Profeel DHD Polyisoprene PF, maat 6.5 (50 stuks)
MD-081240	Profeel DHD Polyisoprene PF, maat 7.5 (50 stuks)



Hechtmaterialen oplosbaar

HD-30151314	SERAPID un 1.5 (4/0), L 45 cm, Naald DS-18 mm (24 stuks) oplosbaar
HD-60151314	SERAFIT violet 1.5 (4/0), L 45 cm, Naald DS-18 mm (24 stuks) oplosbaar

Meerdere soorten leverbaar.



Hechtmaterialen niet-oplosbaar

HD-LO07171T	SERALONE blue 0.7 (6/0), L 50 cm, Naald DSS-15 mm (24 stuks) niet-oplosbaar
HD-LO10171T	SERALONE blue 1 (5/0), L 50 cm, Naald DSS-15 mm (24 stuks) niet-oplosbaar
HD-MO151713	SERAMON un 1.5 (4/0), L 50 cm, Naald DS-15 mm (24 stuks) niet-oplosbaar
HD-VO101713	SERALON blue 1 (5/0), L 50 cm, Naald DS-15 mm (24 stuks) niet-oplosbaar

Meerdere soorten leverbaar.

Chirurgie

Motoren en toebehoren



IS-ISS220 IntraLock IntraSpin System Centrifuge Package compleet



IS-BDTRK Tissue regeneratie compleet (L-PRF box en chirurgische instrumenten)

IS-BOX L-PRF Box

IS-BTLF Medical Tourniquet Latex vrij



IS-WCT IntraSpinTM White Blood Collection Tubes, disposables (50 stuks)

IS-WCT IntraSpinTM White Blood Collection Tubes, disposables (100 stuks)



IS-BVBCTP2 IntraSpinTM Red Blood Collection Tubes, disposables (50 stuks)

IS-BVBCTP2 IntraSpinTM Red Blood Collection Tubes, disposables (100 stuks)



IS-450085 Bloedafnameset + houder 21G x 3/4" (24 stuks)



IS-411082 Naald, groen, 21Gx2", PeelPack, steriel (100 stuks)



IS-472252 Spuit, Injekt, 5ml, 2-delig, excentrisch (100 stuks)



GC-10000 Fluxion Base Unit



GC-10400 Fluxion Single Use Perio-tip (per stuk)



GC-10450 Fluxion Single Use Implant-tip (per stuk)

- Chirurgie



2007	Nouvag motor MD30*
5201	Nouvag hoekstuk 32:1*
1031	Nouvag koffer voor Nouvag Fysiodispenser
1660	Verbindingstuk voor Nouvag slang
1706	Nouvag infuusbestek voor Nouvag Fysiodispenser (10 stuks)
1712	Nouvag naald voor interne koeling met clip voor Nouvag hoekstuk
1777	Nouvag y-verbinding t.b.v. ex- en interne koeling
1942	Nouvag opzetstuk voor Nou Clean Oil spray 500 ml (micromotor)
1958	Nouvag opzetstuk voor Nou Clean Oil spray 500 ml (hoekstuk)
1984	Nouvag Nou Clean Oil spray 500 ml



W&H SI-1023	W&H motor SI-1023 met toebehoren (Set 3)*
W&H WI-75 E/KM	W&H hoekstuk WI-75 E/KM*
W&H 02610500	W&H naald voor interne koeling
W&H 04363600	W&H infuusbestek (6 stuks)
W&H 06016400	W&H Y-verbinding met slang (3 stuks)
W&H 04757100	W&H spray clip (3 stuks)
W&H 02015101	W&H spray reiniger



* Andere types mogelijk

Service artikelen



BC Organizer Organizer voor BioComp producten



BC-Infoverwijsdoos Verwijsdoosje 17 x 13 cm



BC-Handleiding BioComp gebruikershandleiding



BCC-Handleiding BioConnect gebruikershandleiding



BC-Folder-KB Patiëntenbrochure "De basis voor kroon of brug"



BC-Folder-VP Patiëntenbrochure "De basis voor een volledige prothese"



BC-Folder-Bot Patiëntenbrochure "Botherstel"



BC-Folder-Impl Patiënten implantaatpaspoort



BC-Folderhouder Houder voor patiëntenbrochure A5

www.biocomp.eu

Molenstraat 2a, 5262 ED Vught • +31 (0)73 684 72 00 • sales@biocomp.eu