



Systemoverzicht 2024



Powered
by logic

Voor achtergrondinformatie over het gebruik van producten van BioComp Dental verwijzen we u graag naar www.biocomp.eu.

Alle tandheeskundige producten zijn van titanium, tenzij anders vermeld.
Het instrumentarium is van rvs. In de gebruikershandleiding vindt u een overzicht van alle materialen en bijbehorende behandeling.
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

BioConnect**Productgroep**

BioConnect implantaat, tweefasen HAVD	Pag. 3
BioConnect healing abutment	Pag. 3
BioConnect afdrukstift - implantaatniveau	Pag. 4
BioConnect afdrukstift - abutmentniveau	Pag. 4
BioConnect laboratorium analoog - implantaatniveau	Pag. 4
BioConnect laboratorium analoog - abutmentniveau	Pag. 4
BioConnect schroef	Pag. 4
BioConnect abutment, kroon, PEEK	Pag. 5
BioConnect abutment, kroon	Pag. 5
BioConnect basis, kroon	Pag. 5
BioConnect basis, brug	Pag. 5
BioConnect abutment, steg	Pag. 6
BioConnect abutment, Dalbo®	Pag. 6
BioConnect abutment, Locator®	Pag. 6
BioConnect beettafel	Pag. 6

BioComp

BioComp implantaat, tweefasen HAVD	Pag. 7
BioComp implantaat, tweefasen	Pag. 8
BioComp implantaat, éénfase	Pag. 9
BioComp healing abutment	Pag. 10
BioComp afdrukstift - implantaatniveau	Pag. 10
BioComp afdrukstift - abutmentniveau	Pag. 10
BioComp laboratorium analoog - implantaatniveau	Pag. 11
BioComp laboratorium analoog - abutmentniveau	Pag. 11
BioComp schroef	Pag. 11
BioComp abutment, kroon	Pag. 11
BioComp basis, kroon	Pag. 12
BioComp beettafel	Pag. 12
BioComp abutment, steg	Pag. 13
BioComp abutment, Dalbo®	Pag. 13
BioComp abutment, Locator®	Pag. 13

Tertiaire delen

Tertiaire delen, steg	Pag. 14
Tertiaire delen, Dalbo®	Pag. 15
Tertiaire delen, Locator®	Pag. 15

*Instrumentarium***Productgroep**

Hexagonale schroevendraaier	Pag. 16
Cassette	Pag. 16
Implantaatboor, externe koeling	Pag. 17
Boorstopper	Pag. 17
Beitel	Pag. 18
Hulpdelen voor hoekstuk	Pag. 18
Ratel en toebehoren	Pag. 18
In- en uitkikdelen	Pag. 18
Hulpdelen algemeen	Pag. 18

Botregeneratie

Botregeneratiematerialen	Pag. 19
Botinstrumentarium	Pag. 19














Chirurgie

Instrumentarium	Pag. 20
Disposet	Pag. 20
Handschoenen	Pag. 20
Hechtmateriaal	Pag. 20
Motoren en toebehoren	Pag. 21












Service

Promotieartikelen	Pag. 22
-------------------	----------------


BioConnect implantaat, tweefasen HAVD

	BCC-112-3410VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BCC-112-3412VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BCC-112-3414VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm, HAVD
	BCC-112-4008VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BCC-112-4010VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BCC-112-4012VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BCC-112-4014VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm, HAVD
	BCC-112-4608VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BCC-112-4610VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BCC-112-4612VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BCC-112-5208VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BCC-112-5210VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BCC-112-5212VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 12.0 mm, HAVD

BioConnect healing abutment

	BCC-140-Z31000	BioConnect afdekschroef, implantaat
	BCC-140-E42004	BioConnect abutment, healing, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm
	BCC-142-E50004	BioConnect abutment, healing, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm
	BCC-142-E58004	BioConnect abutment, healing, laag, Ø 5.8 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm
	BCC-142-E51054	BioConnect abutment, healing, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm, 15° + schroef
	BCC-146-G76004	BioConnect abutment, healing, laag, 7x6 mm, H 1.5 mm, L 3.5 mm + schroef
	BCC-142-P42003	BioConnect abutment, healing, hoog, Ø 4.2 mm, H 3.0 mm, L 3.5 mm
	BCC-142-P42005	BioConnect abutment, healing, hoog, Ø 4.2 mm, H 3.0 mm, L 5.5 mm
	BCC-142-P49003	BioConnect abutment, healing, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 3.0 mm
	BCC-142-P51005	BioConnect abutment, healing, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 5.0 mm
	BCC-146-Q76005	BioConnect abutment, healing, hoog, 7x6 mm, H 3.0 mm, L 5.0 mm + schroef

BioConnect afdrukstift - implantaatniveau




BCC-150-010011 BioConnect afdrukstift, implantaatniveau, open lepel + schroef

Bij inkorten dient u ook de inkortbare schroef BCC-181-221120 te bestellen.
Wilt u een langere schroef (L 17.0 mm) dan dient u ook schroef BCC 181-221423 te bestellen.



BCC-159-010P15 BioConnect scanstift, implantaatniveau, PEEK + schroef

CEREC®



BCC-159-E10011 BioConnect scanpost, implantaatniveau, CEREC® + schroef, voor BCC-199-E15006

BioConnect afdrukstift - abutmentniveau



BC-1518-402010 BioConnect afdrukstift, abutmentniveau, steg, open lepel + schroef



BC-1500-402005 BioConnect afdrukstift, abutmentniveau, steg, gesloten lepel



BC-1824-28K015 BioConnect rebaseschroef, abutmentniveau, steg, gesloten lepel, kunststof (2 stuks)



BC-1500-402210 BioConnect afdrukstift, abutmentniveau, Dalbo®



BC-2600-072626 Dalbo®-PLUS duplicieerkapje




BC-2230-008505 Locator® afdrukkapje (4 stuks)

BioConnect laboratorium analoog - implantaatniveau




BCC-171-004012 BioConnect lab. analoog, implantaatniveau


BioConnect laboratorium analoog - abutmentniveau



BC-1720-402412 BioConnect lab. analoog, abutmentniveau, steg



BC-1722-402612 BioConnect lab. analoog, abutmentniveau, Dalbo®



BC-1722-403012 BioConnect lab. analoog, abutmentniveau, Locator®

BioConnect schroef

Voor kroon en steg



BCC-181-212683 BioConnect schroef, implantaatniveau (2 stuks)

Voor afdrukstift






BCC-181-221120 BioConnect schroef, inkortbaar, afdrukstift (2 stuks)









BCC-181-221423 BioConnect schroef, implantaatniveau, afdrukstift, L 17.0 mm





BioConnect abutment, kroon, PEEK

	BCC-192-E15P09	BioConnect abutment, kroon, laag, PEEK, Ø 5.8 mm, H 3.0 mm, L 9.0 mm + schroef
	BCC-196-G17P01	BioConnect abutment, kroon, laag, PEEK, 7x6 mm, H 4.0 mm, L 10.0 mm + schroef
	BCC-192-P15P01	BioConnect abutment, kroon, hoog, PEEK, Ø 5.1 mm, H 5.0 mm, L 10.0 mm + schroef



BioConnect abutment, kroon

	BCC-190-E14008	BioConnect abutment, kroon, laag, conus, Ø 4.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BCC-192-E15008	BioConnect abutment, kroon, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BCC-192-E15058	BioConnect abutment, kroon, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm, 15° + schroef
	BCC-196-G17009	BioConnect abutment, kroon, laag, 7x6 mm, H 1.5 mm, L 8.5 mm + schroef
	BCC-192-P15001	BioConnect abutment, kroon, hoog, Ø 5.1 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef
	BCC-196-Q17001	BioConnect abutment, kroon, hoog, 7x6 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef



BioConnect basis, kroon

	BCC-199-E14008	BioConnect basis, kroon, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BCC-199-E15006	BioConnect basis, kroon, laag, Ø 4.6 mm, H 1.2 mm, L 5.9 mm + schroef
	BCC-199-P15001	BioConnect basis, kroon, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef
	BCC-199-P15008	BioConnect basis, kroon, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 7.7 mm + schroef

CEREC®

	BCC-199-E15006	BioConnect basis, CEREC®, laag, Ø 4.6 mm, H 1.2 mm, L 5.9 mm + schroef
	BCC-199-P15008	BioConnect basis, CEREC®, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 7.7 mm + schroef




BioConnect basis, brug

	BCC-199-E04005	BioConnect basis, brug, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 5.0 mm + schroef
	BCC-199-E04008	BioConnect basis, brug, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef

BioConnect abutment, steg

	BCC-201-P04015	BioConnect abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 2.7 mm
	BCC-201-P04035	BioConnect abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 4.7 mm
	BCC-201-P04055	BioConnect abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 6.7 mm
	BC-2025-402030	BioConnect beschermkap, abutment, steg
	BCC-201-ACTIE	BioConnect abutment, steg, Ø 4.0 mm, hoogte naar keuze, met beschermkap (set)





BioConnect abutment, Dalbo®

	BCC-202-P04015	BioConnect abutment, Dalbo®, Ø 3.3 mm, H 1.5 mm, L 3.4 mm
	BCC-202-P04035	BioConnect abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 5.4 mm
	BCC-202-P04055	BioConnect abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 7.4 mm





















BioConnect abutment, Locator®

	BCC-203-PN3015	BioConnect abutment, Locator®, Ø 3.9 mm, H 1.5 mm, L 3.3 mm
	BCC-203-PN3035	BioConnect abutment, Locator®, Ø 3.9 mm, H 3.5 mm, L 5.3 mm
	BCC-203-PN3055	BioConnect abutment, Locator®, Ø 3.9 mm, H 5.5 mm, L 7.3 mm





















BioConnect beettafel

	BCC-581-017007	BioConnect beettafel, L 7.0 mm
	BCC-581-017009	BioConnect beettafel, L 9.0 mm
	BCC-581-017011	BioConnect beettafel, L 11.0 mm
	BCC-581-017000	BioConnect beettafel, L 7.0 mm + L 9.0 mm + L 11.0 mm (set)







BioComp implantaat, tweefasen HAVD

	BC-1110-34VD08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BC-1110-34VD10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BC-1110-34VD12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BC-1110-34VD14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm, HAVD
	BC-1110-34VD16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 16.0 mm, HAVD
	BC-1110-40VD08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BC-1110-40VD10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BC-1110-40VD12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BC-1110-40VD14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm, HAVD
	BC-1110-40VD16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 16.0 mm, HAVD
	BC-1110-46VD08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BC-1110-46VD10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BC-1110-46VD12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BC-1110-46VD14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 14.0 mm, HAVD
	BC-1110-46VD16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 16.0 mm, HAVD
	BC-1110-52VD08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BC-1110-52VD10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BC-1110-52VD12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BC-1110-52VD14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 14.0 mm, HAVD
	BC-1110-52VD16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 16.0 mm, HAVD















BioComp implantaat, tweefasen

	BC-1110-34ES08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 8.0 mm
	BC-1110-34ES10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 10.0 mm
	BC-1110-34ES12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 12.0 mm
	BC-1110-34ES14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm
	BC-1110-34ES16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 16.0 mm
	BC-1110-40ES08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 8.0 mm
	BC-1110-40ES10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 10.0 mm
	BC-1110-40ES12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 12.0 mm
	BC-1110-40ES14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm
	BC-1110-40ES16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 16.0 mm
	BC-1110-46ES08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 8.0 mm
	BC-1110-46ES10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 10.0 mm
	BC-1110-46ES12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 12.0 mm
	BC-1110-46ES14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 14.0 mm
	BC-1110-46ES16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 16.0 mm
	BC-1110-52ES08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 8.0 mm
	BC-1110-52ES10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 10.0 mm
	BC-1110-52ES12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 12.0 mm
	BC-1110-52ES14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 14.0 mm
	BC-1110-52ES16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 16.0 mm







BioComp implantaat, éénfase

	BC-1310-34ES08	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 8.0 mm
	BC-1310-34ES10	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 10.0 mm
	BC-1310-34ES12	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 12.0 mm
	BC-1310-34ES14	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm
	BC-1310-34ES16	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 16.0 mm
	BC-1310-40ES08	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 8.0 mm
	BC-1310-40ES10	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 10.0 mm
	BC-1310-40ES12	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 12.0 mm
	BC-1310-40ES14	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm
	BC-1310-40ES16	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 16.0 mm

BioComp healing abutment

	BC-1400-340000	BioComp afdekschroef, implantaat, Ø 3.4 mm
	BC-1400-400000	BioComp afdekschroef, implantaat, Ø 4.0 mm
	BC-1400-403052	BioComp abutment, healing, conisch, Ø 4.0 - Ø 5.2 mm, L 3.0 mm
	BC-1400-405052	BioComp abutment, healing, conisch, Ø 4.0 - Ø 5.2 mm, L 5.0 mm
	BC-1400-405060	BioComp abutment, healing, conisch, Ø 4.0 - Ø 6.0 mm, L 5.0 mm
	BC-1400-400030	BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 3.0 mm
	BC-1400-400050	BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 5.0 mm
	BC-1400-520010	BioComp abutment, healing, Ø 5.2 mm, L 1.0 mm
	BC-1400-520030	BioComp abutment, healing, Ø 5.2 mm, L 3.0 mm
	BC-1400-520050	BioComp abutment, healing, Ø 5.2 mm, L 5.0 mm
	BC-1400-600010	BioComp abutment, healing, Ø 6.0 mm, L 1.0 mm
	BC-1400-600030	BioComp abutment, healing, Ø 6.0 mm, L 3.0 mm
	BC-1418-401530	BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 3.0 mm, 15° + schroef
	BC-1418-401550	BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 5.0 mm, 15° + schroef

BioComp afdrukstift - implantaatniveau

	BC-1518-400011	BioComp afdrukstift, implantaatniveau, open lepel + schroef
		Bij inkorten dient u ook de inkortbare schroef BC 1815-225213 te bestellen. Wilt u een langere schroef (L 17.0 mm) dan dient u ook schroef BCC 181-221423 te bestellen.
	BC-1518-400015	BioComp afdrukstift, implantaatniveau, gesloten lepel + schroef + kapje
	BC-1518-520015	BioComp afdrukstift, implantaatniveau, gesloten lepel, Ø 5.2 mm + schroef + kapje*
	BC-1500-60K057	BioComp afdrukkappje voor gesloten lepel afdruk, kunststof, implantaatniveau (5 stuks)
	BC-1500-400006	BioComp afdrukstift, implantaatniveau, steg, gesloten lepel
	BC-1518-40K015	BioComp scanstift, implantaatniveau, PEEK + schroef

BioComp afdrukstift - abutmentniveau



	BC-1518-402010	BioComp afdrukstift, abutmentniveau, steg, open lepel + schroef
	BC-1500-402005	BioComp afdrukstift, abutmentniveau, steg, gesloten lepel
	BC-1824-28K015	BioComp rebaseschroef, abutmentniveau, steg, gesloten lepel, kunststof (2 stuks)
	BC-1500-402210	BioComp afdrukstift, abutmentniveau, Dalbo®
	BC-2600-072626	Dalbo®-PLUS dupliceerkapje
	BC-2230-008505	Locator® afdrukkappje (4 stuks)

* Ø 5.2 is alleen noodzakelijk bij systemen die:




Voor 2009 zijn geïmplantéerd met tweefasen Ø 4.6 en Ø 5.2 HA en niet gecoate implantaten zonder platformswitch

Voor 2003 zijn geïmplantéerd met éénfase i.v.m. de brede uitloop naar Ø 5.2

BioComp laboratorium analoog - implantaatniveau





	BC-1719-400012	BioComp lab. analoog, implantaatniveau, Ø 4.0 mm
	BC-1719-520012	BioComp lab. analoog, implantaatniveau, Ø 5.2 mm*

BioComp laboratorium analoog - abutmentniveau

	BC-1720-402412	BioComp lab. analoog, abutmentniveau, steg
	BC-1722-402612	BioComp lab. analoog, abutmentniveau, Dalbo®
	BC-1722-403012	BioComp lab. analoog, abutmentniveau, Locator®

BioComp schroef









Voor kroon en steg

	BC-1819-225220	BioComp schroef, implantaatniveau (2 stuks)
	BC-1819-225208	BioComp schroef, implantaatniveau, lang, inkortbaar (2 stuks)
	BC-1824-282015	BioComp schroef, abutmentniveau (2 stuks)
	BC-2323-220015	BioComp occlusale schroef, kroon

Voor afdrukstift

	BC-1815-225213	BioComp schroef, inkortbaar, afdrukstift (2 stuks)
	BCC-181-221423	BioComp schroef, implantaatniveau, afdrukstift, L 17.0 mm

BioComp abutment, kroon





	BC-1918-400701	BioComp abutment, kroon, gemodelleerd, Ø 4.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BC-1918-401501	BioComp abutment, kroon, gemodelleerd, Ø 4.0 mm, H 1.0 mm, L 7.8 mm, 15° + schroef
	BC-1918-420700	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.0 mm + schroef
	BC-1918-420801	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BC-1918-421003	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef
	BC-1918-520700	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 7.0 mm + schroef
	BC-1918-520801	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BC-1918-521003	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef

* Ø 5.2 is alleen noodzakelijk bij systemen die:




Voor 2009 zijn geïmplantéerd met tweefasen Ø 4.6 en Ø 5.2 HA en niet gecoaté implantaten zonder platformswitch

Voor 2003 zijn geïmplantéerd met éénfase i.v.m. de brede uitloop naar Ø 5.2


BioComp abutment, kroon - vervolg

	BC-1918-421000	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.4 mm, 10° + schroef
	BC-1918-421001	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.4 mm, 10° + schroef
	BC-1918-422000	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.8 mm, 20° + schroef*
	BC-1918-422001	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.7 mm, 20° + schroef
	BC-1918-423000	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.8 mm, 30° + schroef*
	BC-1918-521000	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 7.9 mm, 10° + schroef
	BC-1918-521001	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.9 mm, 10° + schroef
	BC-1918-522000	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 8.4 mm, 20° + schroef
	BC-1918-522001	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 9.3 mm, 20° + schroef
	BC-1918-523000	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 8.5 mm, 30° + schroef
	BC-1918-52K008	BioComp abutment, kroon, kunststof, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BC-1918-52G008	BioComp abutment, kroon, goud, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BC-1918-70K010	BioComp abutment, kroon, PEEK, Ø 7.0 mm, H 4.0 mm, L 10.0 mm + schroef
	BC-2300-401523	BioComp pasabutment, implantaatniveau



BioComp basis, kroon

	BC-1918-400400	BioComp basis, kroon, Ø 4.0 mm, H 0.0 mm, L 4.0 mm + schroef
	BC-1918-400700	BioComp basis, kroon, Ø 4.0 mm, H 0.0 mm, L 7.0 mm + schroef
	BC-1918-460500	BioComp basis, kroon, Ø 4.6 mm, H 0.3 mm, L 5.0 mm + schroef









CEREC®

	BC-1918-460500	BioComp basis, CEREC®, Ø 4.6 mm, H 0.3 mm, L 5.0 mm + schroef
--	----------------	---

BioComp beettafel

	BC-2700-75RS50	BioComp beettafel, L 7.0 mm
	BC-2700-75RS70	BioComp beettafel, L 9.0 mm
	BC-2700-75RS90	BioComp beettafel, L 11.0 mm
	BC-2700-75RS00	BioComp beettafel, L 7.0 mm + L 9.0 mm + L 11.0 mm (set)

BioComp abutment, steg

	BC-2018-401500	BioComp basis, steg/Dalbo®, 15° + schroef
	BC-2018-403000	BioComp basis, steg/Dalbo®, 30° + schroef
	BC-2022-520038	BioComp secundair deel, steg, gehoekte basis, Ø 5.2 mm, L 3.8 mm
	BC-2024-400015	BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 2.7 mm
	BC-2024-400030	BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 3.0 mm, L 4.2 mm
	BC-2024-400050	BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 5.0 mm, L 6.2 mm
	BC-2025-402030	Beschermkap, abutment, steg
	BC-2024-ACTIE	BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, hoogte naar keuze, met beschermkap (set)

BioComp abutment, Dalbo®

	BC-2018-401500	BioComp basis, steg/Dalbo®, 15° + schroef
	BC-2018-403000	BioComp basis, steg/Dalbo®, 30° + schroef
	BC-2220-520015	BioComp secundair deel, Dalbo®, gehoekte basis, Ø 5.2 mm, L 1.5 mm






In combinatie met kunststof matrix

	BC-2226-40NI15	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 3.4 mm, gecoat
	BC-2226-40NI35	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 5.4 mm, gecoat
	BC-2226-40NI55	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 7.4 mm, gecoat
	BC-2226-52NI20	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 5.2 mm, H 2.0 mm, L 4.7 mm, gecoat*

In combinatie met gouden matrix

	BC-2226-400015	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 3.4 mm
	BC-2226-400035	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 5.4 mm
	BC-2226-400055	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 7.4 mm
	BC-2226-520020	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 5.2 mm, H 2.0 mm, L 4.7 mm*

BioComp abutment, Locator®


	BC-2230-40NI00	BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 0.4 mm, L 2.8 mm
	BC-2230-40NI15	BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 3.9 mm
	BC-2230-40NI30	BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 3.0 mm, L 5.4 mm
	BC-2230-40NI50	BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 5.0 mm, L 7.4 mm
	BC-2230-52NI06	BioComp abutment, Locator®, Ø 5.2 mm, H 0.6 mm, L 3.0 mm*

* Ø 5.2 is alleen noodzakelijk bij systemen die:

Voor 2009 zijn geïmplantéerd met tweefasen Ø 4.6 en Ø 5.2 HA en niet gecoate implantaten zonder platformswitch


Voor 2003 zijn geïmplantéerd met éénfase i.v.m. de brede uitloop naar Ø 5.2

Tertiaire delen, steg




BC-2418-42K035	Kunststof bus, steg, abutmentniveau, Ø 4.2 mm, L 3.5 mm + schroef (2 stuks)
BC-2418-42K010	Kunststof bus, steg, abutmentniveau, Ø 4.2 mm, L 10.0 mm + schroef (2 stuks)
BC-2418-42K100	Kunststof bus, steg, implantaatniveau, Ø 4.2 mm, L 10.0 mm + schroef (2 stuks)

Mini



BC-2425-122M01	Steg profiel/patrix, eivormig, goud, mini, L 5.0 cm
BC-2425-122M02	Steg matrix, goud, mini, L 5.0 cm
BC-2425-122M04	Steg matrix, doral, mini, L 5.0 cm
BC-2425-122M05	Steg matrix, titanium, mini, L 4.75 cm


Maxi



BC-2425-123M01	Steg profiel/patrix, eivormig, goud, maxi, L 5.0 cm
BC-2425-123M02	Steg matrix, goud, maxi, L 5.0 cm
BC-2425-123M04	Steg matrix, doral, maxi, L 5.0 cm
BC-2425-123M05	Steg matrix, titanium, maxi, L 4.75 cm



















BC-2450-050344	Steg matrix, goud, asymmetrisch, rond, Ø 2.0 mm, L 3.0 cm
BC-2425-500679	Steg matrix, goud, rond, Ø 1.9 mm, L 5.0 cm











BC-2400-070198	Activatorset, steg, matrix
BC-2400-070200	Deactivator, steg, matrix mini
BC-2400-070201	Deactivator, steg, matrix maxi

Tertiaire delen, Dalbo®

	BC-2600-310285	Dalbo®-Classic activator
	BC-2600-312855	Dalbo®-Classic deactivator
	BC-2622-583622	Dalbo®-Classic matrix, goud, elliptic
	BC-2600-072609	Dalbo®-PLUS activator, matrix
	BC-2600-072626	Dalbo®-PLUS dupliceerkapje
	BC-2622-055890	Dalbo®-PLUS matrix, goud, elliptic
	BC-2622-055891	Dalbo®-PLUS matrix, goud, elliptic, tuning
	BC-2622-055752	Dalbo®-PLUS matrix, goud, rond, incl. dupliceerkapje
	BC-2622-055643	Dalbo®-PLUS lamellen, goud, retentie-inzet, standaard
	BC-2622-050068	Dalbo®-PLUS lamellen, goud, retentie-inzet, tuning soft
	BC-2622-055687	Dalbo®-PLUS lamellen, goud, retentie-inzet, tuning
	BC-2600-126722	Indrukstift voor kunststof matrix
	BC-2626-12T135	Behuizing voor matrix voor bal titanium (6 stuks)
	BC-2626-12KW32	Kunststof matrix voor bal, zwakke retentie wit (6 stuks)
	BC-2626-12KG31	Kunststof matrix voor bal, normale retentie geel (6 stuks)
	BC-2626-12KR33	Kunststof matrix voor bal, sterke retentie rood (6 stuks)





Tertiaire delen, Locator®

	BC-2230-008393	Locator® basisgereedschap
	BC-2230-008505	Locator® afdrukkapje (4 stuks)
	BC-2230-008519	Locator® matrixset (2 stuks)
	BC-2230-008524	Locator® matrix, transparant, standaard 2268 gram (20 stuks)
	BC-2230-008527	Locator® matrix, roze, standaard 1361 gram (20 stuks)
	BC-2230-008529	Locator® matrix, blauw, standaard 680 gram (20 stuks)
	BC-2230-008547	Locator® matrix, groen, divergerend 1361 gram (4 stuks)
	BC-2230-008548	Locator® matrix, rood, divergerend 230 gram (4 stuks)















Hexagonale schroevendraaier

	BC-5000-65RS08	Tweezijdige hex. handschroevendraaier, L 8.0 mm
	BC-5000-65RS12	Tweezijdige hex. handschroevendraaier, L 12.0 mm
	BC-5000-65RS17	Tweezijdige hex. handschroevendraaier, L 17.0 mm
	BC-5000-65TZ24	Tweezijdige hex. schroevendraaier, voor momentsleutel, L 9.0 mm
	BC-5000-65TZ27	Tweezijdige hex. schroevendraaier, voor momentsleutel, L 15.0 mm
	BC-5000-70UW32	Instelbare momentsleutel, 10-70 Ncm
	BC-5800-15RS08	Hex. schroevendraaier, voor hoekstuk











Cassette

	BC-5155-17RS13	Cassette boren, basis + ratel, externe koeling
	BC-5155-27AL17	Cassette boren, compleet, externe koeling
	BC-5150-17BA13	Cassette botaugmentatie
	BC-6003-260765	Sterilisatie container, 310 x 190 x 65 mm

Implantaatboor, externe koeling

	BC-5250-40EK00	Rosenboor, externe koeling, 5 stuks
	BC-5250-20EK00	Lindemann frees, externe koeling, 5 stuks
	BC-5250-75EK90	Crestotoom, externe koeling
	BC-5250-25EK14	Pilot, externe koeling, L 14.0 mm
	BC-5250-25EK22	Pilot, externe koeling, L 22.0 mm
	BC-5250-34EK14	Implantaatboor, externe koeling, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm
	BC-5250-34EK22	Implantaatboor, externe koeling, Ø 3.4 mm, L 22.0 mm
	BC-5250-40EK14	Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm
	BC-5250-40EK22	Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.0 mm, L 22.0 mm
	BC-5250-46EK14	Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.6 mm, L 14.0 mm
	BC-5250-46EK22	Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.6 mm, L 22.0 mm
	BC-5250-52EK14	Implantaatboor, externe koeling, Ø 5.2 mm, L 14.0 mm
	BC-5250-52EK22	Implantaatboor, externe koeling, Ø 5.2 mm, L 22.0 mm
	BC-5250-58EK14	Implantaat counter, externe koeling

Boorstopper

	BC-5252-3xPP08	Boorstoppers, rood/wit/blauw, L 8.0 mm, set (1 stuks)
	BC-5252-3xPP10	Boorstoppers, rood/wit/blauw, L 10.0 mm, set (1 stuks)
	BC-5252-3xPP12	Boorstoppers, rood/wit/blauw, L 12.0 mm, set (1 stuks)
	BC-5252-3xPP14	Boorstoppers, rood/wit/blauw, L 14.0 mm, set (1 stuks)
	BC-5252-3xPP16	Boorstoppers, rood/wit/blauw, L 16.0 mm, set (1 stuks)
	BC-5252-3xPP18	Boorstoppers, rood/wit/blauw, L 18.0 mm, set (1 stuks)
	BC-5252-3xPP1B	Boorstoppers, rood/wit/blauw, L 18.0 mm, set (5 stuks)
	BC-5252-25PP1B	Boorstoppers, rood, L 18.0 mm, voor pilot (30 stuks)
	BC-5252-34PP1B	Boorstoppers, wit, L 18.0 mm, voor boor Ø 3.4 mm (30 stuks)
	BC-5252-40PP1B	Boorstoppers, blauw, L 18.0 mm, voor boor Ø 4.0 mm (30 stuks)

Beitel

	BC-5457-4PRS21	Beitel, plat 4.0 mm
	BC-5457-6PRS21	Beitel, plat 6.0 mm
	BC-5457-8PRS21	Beitel, plat 8.0 mm
	BC-5457-34RS21	Beitel, implantaat Ø 3.4 mm
	BC-5457-40RS21	Beitel, implantaat Ø 4.0 mm
	BC-5457-46RS21	Beitel, implantaat Ø 4.6 mm
	BC-5457-52RS21	Beitel, implantaat Ø 5.2 mm
	BC-5457-34SL22	Sinusbodem elevator, implantaat Ø 3.4 mm
	BC-5457-40SL22	Sinusbodem elevator, implantaat Ø 4.0 mm
	BC-5457-46SL22	Sinusbodem elevator, implantaat Ø 4.6 mm
	BC-5457-52SL22	Sinusbodem elevator, implantaat Ø 5.2 mm




Hulpdelen, hoekstuk

	BC-5500-45RS17	Verlengstuk, voor hoekstuk
	BC-5500-50RS11	Dubbel zeskant, voor hoekstuk
	BC-5500-50WH11	Dubbel zeskant, voor W&H hoekstuk
	BC-5500-50WH30	Dubbel zeskant, voor W&H hoekstuk, lang





Ratel en toebehoren

	BC-5656-12RS85	Ratel met momentweergave
	BC-5656-80RS21	Verlengstuk, voor ratel
	BC-5656-80RS23	Dubbel zeskant, voor ratel, L 16.0 mm
	BC-5656-80RS42	Dubbel zeskant, voor ratel, L 31.0 mm

In- en uittikdelen




	BC-5700-60RS12	Hamerkopje
	BC-5700-60RS70	Verlengstuk, gebogen
	BC-5700-60RS80	Verlengstuk, recht
	BC-5700-80RS20	Uittrekdeel

Hulpdelen algemeen


	BC-5800-11RS59	Doorprikkert voor reiniging boor
	BC-5800-17RS10	Lab. analooghoudert
	BC-5800-40LP23	Parallelpin
	BC-5800-75RS75	Steeksleutel

Botregeneratiematerialen


Cerasorb®

	BC-6000-010500	Cerasorb® M 500 - 1000 µm; 5 x 0.5 cc
	BC-6000-110500	Cerasorb® M 500 - 1000 µm; 5 x 1.0 cc
	BC-6000-210500	Cerasorb® M 500 - 1000 µm; 5 x 2.0 cc
	BC-6000-021000	Cerasorb® M 1000 - 2000 µm; 5 x 0.5 cc
	BC-6000-121000	Cerasorb® M 1000 - 2000 µm; 5 x 1.0 cc
	BC-6000-221000	Cerasorb® M 1000 - 2000 µm; 5 x 2.0 cc
	BC-9000-060054	Cerasorb® Mouldable Foam, 12 x 12 x 4 mm, 0.5 cc (3 stuks)
	BC-9300-000030	Stypro® Cubus, 10 x 10 x 10 mm (30 stuks)



Osbone®

	BC-9000-800501	Osbone® 250 - 1000 µm; 1 x 0.5 cc
	BC-9000-800505	Osbone® 250 - 1000 µm; 5 x 0.5 cc
	BC-9000-801005	Osbone® 250 - 1000 µm; 5 x 1.0 cc








Poresorb®-TCP

	BC-6200-POR132	Poresorb® 0.3 - 0.6 mm, verpakking 0.5 ml / 0.5 g
---	----------------	---

Resorbeerbaar membraan

	BC-6000-600110	Epi-Guide® polylactaat membraan, 18 x 30 mm
	BC-9000-701520	Osgide® porcine collageen membraan, 15 x 20 mm
	BC-9000-702530	Osgide® porcine collageen membraan, 25 x 30 mm

Botinstrumentarium

	BC-6000-600167	Titanium Pins 3.0 mm (10 stuks)
	BC-6000-600169	Titanium Pins 5.0 mm (10 stuks)
	BC-6000-600161	Ti-System applicator, recht
	BC-6000-600163	Ti-System handstuk
	BC-6000-600165	Ti-System Steribox voor 15 pins
	BC-6000-603987	Safescraper Twist, gehoekt (3 stuks)
	BC-6001-325000	Botschraper, recht (houder + mes)
	BC-6001-325A00	Botschraper, gehoekt (houder + mes)
	BC-6001-325LR0	Mes t.b.v. botschraper, recht
	BC-6001-325LRA	Mes t.b.v. botschraper, gehoekt

Chirurgie

Instrumentarium



Chirurgisch instrumentarium voor implantologie

BC-6001-1300KT Kit osteotomie, 6 delig + tray

BC-6001-1673/5 Kit osteotomie & sinus elevatie, 13 delig + tray

BC-6001-1304KT Kit sinus elevatie, 5 delig + tray

BC-6003-103361 Safe-Ex scalpelhouder

Disposet



MD-108407-12 Disposet, compleet steriele set ten behoeve van operatie (12 sets)

MD-108407 Disposet, compleet steriele set ten behoeve van operatie (1 set)

Chirurgische handschoenen, steriel



MD-081220 Profeel DHD Polyisoprene PF, maat 6.5 (50 stuks)

MD-081240 Profeel DHD Polyisoprene PF, maat 7.5 (50 stuks)

Hechtmaterialen oplosbaar



HD-3O151314 SERAPID un 1.5 (4/0), L 45 cm, Naald DS-18 mm, oplosbaar (24 stuks)

HD-3O153276 SERAPID un 1.5 (4/0), L 70 cm, Naald HR-17 mm, oplosbaar (24 stuks)

HD-6O151314 SERAFIT violet 1.5 (4/0), L 45 cm, Naald DS-18 mm, oplosbaar (24 stuks)

HD-JO103213 SERAFIT violet 1 (5/0), L 70 cm, Naald DS-15 mm, oplosbaar (24 stuks)

Meerdere soorten leverbaar. Neem contact op voor prijzen en levertijd.

Hechtmaterialen niet-oplosbaar



HD-LO07171T SERALENE blue 0.7 (6/0), L 50 cm, Naald DSS-15 mm, niet-oplosbaar (24 stuks)

HD-LO10171T SERALENE blue 1 (5/0), L 50 cm, Naald DSS-15 mm, niet-oplosbaar (24 stuks)

HD-MO151713 SERAMON un 1.5 (4/0), L 50 cm, Naald DS-15 mm, niet-oplosbaar (24 stuks)

HD-VO101713 SERALON blue 1 (5/0), L 50 cm, Naald DS-15 mm, niet-oplosbaar (24 stuks)

Meerdere soorten leverbaar. Neem contact op voor prijzen en levertijd.

Chirurgie**Motoren en toebehoren**

2007	Nouvag motor MD30*
5201	Nouvag hoekstuk 32:1*
1660	Verbindingstuk voor Nouvag slang
1706	Nouvag infuusbestek voor Nouvag Fysiodispenser (10 stuks)
1712	Nouvag naald voor interne koeling met clip voor Nouvag hoekstuk
1777	Nouvag y-verbinding t.b.v. ex- en interne koeling



W&H SI-1023	W&H motor SI-1023 met toebehoren (Set 3)*
W&H WI-75 E/KM	W&H hoekstuk WI-75 E/KM*
W&H 02610500	W&H naald voor interne koeling
W&H 04363600	W&H infuusbestek (6 stuks)
W&H 06016400	W&H Y-verbinding met slang (3 stuks)
W&H 04757100	W&H spray clip (3 stuks)

* Andere types mogelijk met meerprijs

Promotieartikelen



BC Organizer Organizer voor BioComp producten



BC-Infoverwijsdoos Verwijsdoosje 17 x 13 cm



BC-Handleiding BioComp gebruikershandleiding



BCC-Handleiding BioConnect gebruikershandleiding



BC-Folder-KB Patiëntenbrochure "De basis voor kroon of brug"



BC-Folder-VP Patiëntenbrochure "De basis voor een volledige prothese"



BC-Folder-Bot Patiëntenbrochure "Synthetische botvervangers"



BC-Folder-Impl Patiënten implantaatpaspoort



BC-Folderhouder-1 Houder voor patiëntenbrochure, enkel



BC-Folderhouder-2 Houder voor patiëntenbrochure, dubbel

www.biocomp.eu

Molenstraat 2a, 5262 ED Vught • +31 (0)73 684 72 00 • sales@biocomp.eu