



Systemoverzicht 2025



Powered
by logic

Voor achtergrondinformatie over het gebruik van producten van BioComp Dental verwijzen we u graag naar www.biocomp.eu.

Alle tandheeskundige producten zijn van titanium, tenzij anders vermeld. Het instrumentarium is van rvs. In de gebruikershandleiding vindt u een overzicht van alle materialen en bijbehorende behandeling.

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Deze prijslijst biedt een gedetailleerd overzicht van onze producten, verdeeld over twee dentale systemen: **BioComp** en **BioConnect**. Elk systeem heeft een eigen implantaat-abutment connectie die **niet uitwisselbaar** is met het andere systeem. Binnen elk systeem zijn de producten daarentegen wel uitwisselbaar. Tertiaire delen en instrumentarium kunnen voor beide systemen worden ingezet.

- BioComp producten hebben een artikelcode die begint met **BC-xxxx-xxxxxx**.
- BioConnect producten hebben een artikelcode die begint met **BCC-xxx-xxxxxx**.

Voorafgaand aan de productlijsten geven stroomschema's aan welke producten geschikt zijn voor een specifieke behandeling. Wij adviseren u om deze schema's te raadplegen voordat u de producten selecteert uit de prijslijst.

Herkenbaarheid BioComp en BioConnect systeem

| | BioComp tweefasen | BioComp éénfase | BioConnect tweefasen |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | BC-1110-xxXXxx | BC-1310-xxXXxx | BCC-112-xxxxXX |
| Kleur verpakkingsdopje van implantaat | ○ Wit | ● Rood | ● Blauw |
| Kleur verpakkingsdopje secundair deel | ○ Wit | ○ Wit | ● Blauw |
| Röntgen | | | |
| Implantaatconnectie | | | |
| Abutmentconnectie | | | |
| Fixatieschroef op implantaatniveau | | | |

BioConnect

| | |
|--|-----------|
| BioConnect stroomschema's | 6 |
| BioConnect implantaat, tweefasen HAVD | 10 |
| BioConnect healing abutment | 10 |
| BioConnect afdrukstift - implantaatniveau | 11 |
| BioConnect afdrukstift - abutmentniveau | 11 |
| BioConnect laboratorium analoog - implantaatniveau | 11 |
| BioConnect laboratorium analoog - abutmentniveau | 11 |
| BioConnect schroef | 11 |
| BioConnect abutment, kroon, PEEK | 12 |
| BioConnect abutment, kroon | 12 |
| BioConnect basis, kroon | 12 |
| BioConnect basis, brug | 12 |
| BioConnect abutment, steg | 13 |
| BioConnect abutment, Dalbo® | 13 |
| BioConnect abutment, Locator® | 13 |
| BioConnect beettafel | 13 |

BioComp

| | |
|---|-----------|
| BioComp stroomschema's | 14 |
| BioComp implantaat, tweefasen HAVD | 18 |
| BioComp implantaat, éénfase | 19 |
| BioComp healing abutment | 20 |
| BioComp afdrukstift - implantaatniveau | 20 |
| BioComp afdrukstift - abutmentniveau | 20 |
| BioComp laboratorium analoog - implantaatniveau | 21 |
| BioComp laboratorium analoog - abutmentniveau | 21 |
| BioComp schroef | 21 |
| BioComp abutment, kroon | 21 |
| BioComp abutment, kroon - vervolg | 22 |
| BioComp basis, kroon | 22 |
| BioComp beettafel | 22 |
| BioComp abutment, steg | 23 |
| BioComp abutment, Dalbo® | 23 |
| BioComp abutment, Locator® | 23 |

Tertiaire delen

| | |
|---------------------------|----|
| Tertiaire delen, steg | 24 |
| Tertiaire delen, Dalbo® | 25 |
| Tertiaire delen, Locator® | 25 |

Instrumentarium

| | |
|---------------------------------|----|
| Hexagonale schroevendraaier | 26 |
| Cassette | 26 |
| Implantaatboor, externe koeling | 27 |
| Beitel | 28 |
| Hulpdelen, hoekstuk | 28 |
| Ratel en toebehoren | 28 |
| In- en uittikdelen | 28 |
| Hulpdelen algemeen | 28 |

Botregeneratie

| | |
|--------------------------|----|
| Botregeneratiematerialen | 29 |
| Botinstrumentarium | 29 |


Chirurgie

| | |
|-----------------------|----|
| Instrumentarium | 30 |
| Motoren en toebehoren | 31 |

Service

| | |
|-------------------|----|
| Promotieartikelen | 32 |
|-------------------|----|

Implantaat, tweefasen, 112 serie



Implantaatniveau

Afdrukstift, 150 serie




Open lepel

Scanstift



Abutment, healing, 14X serie | Tijdelijk abutment, 19X serie (PEEK)

rond laag




Ø 4.2/1/3.5 Ø 5.0/1/3.5 Ø 5.8/1/3.5 Ø 5.0/1/3.5 15° Ø 5.8/3/9

rond hoog



Ø 4.2/3/3.5 Ø 4.2/3/5.5 Ø 5.0/3/3 Ø 5.0/3/5 Ø 5.1/5/10

rechthoek laag



7x6/1.5/3.5 7x6/4/10

rechthoek hoog



7x6/3/5

Lab. analog, 171



Abutment, kroon, 19X serie

rond laag



Ø 4.0/1/8 Ø 5.0/1/8 Ø 5.0/1/8 15°

rond hoog



Ø 5.0/3/10

rechthoek laag



7x6/1.5/8.5


rechthoek hoog



7x6/3/10


Basis, kroon/brug, 199 serie

rond laag



Ø 4.2/1/8 Ø 4.6/1.2/5.9 * Ø 4.2/1/5 Ø 4.2/1/8

rond hoog




Ø 5.0/3/10 Ø 5.0/3/7.7 *

* compatible met CEREC® scanbody

Stroomschema BioConnect 2025 • Steg

Implantaat, tweefasen, 112 serie



Abutment, healing, 142 serie



Beschermkap, abutment, steg



Abutments, steg, 201 serie



Afdruk op abutmentniveau

Afdrukstift, abutmentniveau, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Steg matrix, mini



goud doral titanium

Steg matrix, maxi



goud doral titanium

Rebase



Lab. analoog, steg, 1700



Implantaat, tweefasen, 112 serie



Afdekschroef

Afdruk op implantaatniveau

Afdrukstift, implantaatniveau, 150 serie



Open lepel

Abutment, healing, 142 serie



Lab. analog, implantaatniveau, 171 serie



Abutment, Dalbo®, 202 serie



Afdruk op abutmentniveau, voorkeur

Afdrukstift, abutmentniveau voor Dalbo®, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Tertiaire delen, Dalbo®, 2600 serie

Dalbo® classic



Dalbo® PLUS



Lab. analog, Dalbo®, 1700 serie



Implantaat, tweefasen, 112 serie



Ø 3.4 Ø 4.0 Ø 4.6 Ø 5.2



Afdekschroef

Afdrukstift, implantaatniveau, 150 serie



Open lepel

Abutment, healing, 142 serie



4.2/3.5 4.2/5.5

Lab. analoog, implantaatniveau, 171 serie



Abutment, Locator®, 203 serie



1.5 3.5 5.5

Afdruk op abutmentniveau

Locator® afdrukkapje, 2230 serie



Gesloten lepel














Locator® matrix, 2230 serie














Lab. analoog, Locator®, 1700 serie



BioConnect implantaat, tweefasen HAVD

| | | |
|--|----------------|---|
|  | BCC-112-3410VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 10.0 mm, HAVD |
|  | BCC-112-3412VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 12.0 mm, HAVD |
|  | BCC-112-3414VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm, HAVD |
|  | BCC-112-4008VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 8.0 mm, HAVD |
|  | BCC-112-4010VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 10.0 mm, HAVD |
|  | BCC-112-4012VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 12.0 mm, HAVD |
|  | BCC-112-4014VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm, HAVD |
|  | BCC-112-4608VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 8.0 mm, HAVD |
|  | BCC-112-4610VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 10.0 mm, HAVD |
|  | BCC-112-4612VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 12.0 mm, HAVD |
|  | BCC-112-5208VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 8.0 mm, HAVD |
|  | BCC-112-5210VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 10.0 mm, HAVD |
|  | BCC-112-5212VD | BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 12.0 mm, HAVD |

BioConnect healing abutment

| | | |
|--|----------------|---|
|  | BCC-140-Z31000 | BioConnect afdekschroef, implantaat |
|  | BCC-140-E42004 | BioConnect abutment, healing, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm |
|  | BCC-142-E50004 | BioConnect abutment, healing, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm |
|  | BCC-142-E58004 | BioConnect abutment, healing, laag, Ø 5.8 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm |
|  | BCC-142-E51054 | BioConnect abutment, healing, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm, 15° + schroef |
|  | BCC-146-G76004 | BioConnect abutment, healing, laag, 7x6 mm, H 1.5 mm, L 3.5 mm + schroef |
|  | BCC-142-P42003 | BioConnect abutment, healing, hoog, Ø 4.2 mm, H 3.0 mm, L 3.5 mm |
|  | BCC-142-P42005 | BioConnect abutment, healing, hoog, Ø 4.2 mm, H 3.0 mm, L 5.5 mm |
|  | BCC-142-P49003 | BioConnect abutment, healing, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 3.0 mm |
|  | BCC-142-P51005 | BioConnect abutment, healing, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 5.0 mm |
|  | BCC-146-Q76005 | BioConnect abutment, healing, hoog, 7x6 mm, H 3.0 mm, L 5.0 mm + schroef |

BioConnect afdrukstift - implantaatniveau

BCC-150-010011 BioConnect afdrukstift, implantaatniveau, open lepel + schroef

Bestel bij inkorten ook de inkortbare schroef BCC-181-221120.
 Is een langere schroef (L 17.0 mm) nodig, bestel dan ook schroef BCC 181-221423.



BCC-159-010P15 BioConnect scanstift, implantaatniveau, PEEK + schroef

Cerec®

BCC-159-E10011 BioConnect scanpost, implantaatniveau, CEREC® + schroef, voor BCC-199-E15006

BioConnect afdrukstift - abutmentniveau

BC-1518-402010 BioConnect afdrukstift, abutmentniveau, steg, open lepel + schroef



BC-1500-402005 BioConnect afdrukstift, abutmentniveau, steg, gesloten lepel



BC-1824-28K015 BioConnect rebaseschroef, abutmentniveau, steg, gesloten lepel, kunststof (2 stuks)



BC-1500-402210 BioConnect afdrukstift, abutmentniveau, Dalbo®



BC-2600-072626 Dalbo®-PLUS dupliceerkapje



BC-2230-008505 Locator® afdrukkappje (4 stuks)

BioConnect laboratorium analoog - implantaatniveau

BCC-171-004012 BioConnect lab. analoog, implantaatniveau

BioConnect laboratorium analoog - abutmentniveau

BC-1720-402412 BioConnect lab. analoog, abutmentniveau, steg



BC-1722-402612 BioConnect lab. analoog, abutmentniveau, Dalbo®



BC-1722-403012 BioConnect lab. analoog, abutmentniveau, Locator®

BioConnect schroef**Voor kroon en steg**


BCC-181-212683 BioConnect schroef, implantaatniveau (2 stuks)

Voor afdrukstift


BCC-181-221120 BioConnect schroef, implantaatniveau, inkortbaar, afdrukstift (2 stuks)




BCC-181-221423 BioConnect schroef, implantaatniveau, afdrukstift, L 17.0 mm

BioConnect abutment, kroon, PEEK

| | |
|----------------|---|
| BCC-192-E15P09 | BioConnect abutment, kroon, laag, PEEK, Ø 5.8 mm, H 3.0 mm, L 9.0 mm + schroef |
| BCC-196-G17P01 | BioConnect abutment, kroon, laag, PEEK, 7x6 mm, H 4.0 mm, L 10.0 mm + schroef |
| BCC-192-P15P01 | BioConnect abutment, kroon, hoog, PEEK, Ø 5.1 mm, H 5.0 mm, L 10.0 mm + schroef |

BioConnect abutment, kroon

| | |
|----------------|---|
| BCC-190-E14008 | BioConnect abutment, kroon, laag, conus, Ø 4.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef |
| BCC-192-E15008 | BioConnect abutment, kroon, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef |
| BCC-192-E15058 | BioConnect abutment, kroon, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm, 15° + schroef |
| BCC-196-G17009 | BioConnect abutment, kroon, laag, 7x6 mm, H 1.5 mm, L 8.5 mm + schroef |
| BCC-192-P15001 | BioConnect abutment, kroon, hoog, Ø 5.1 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef |
| BCC-196-Q17001 | BioConnect abutment, kroon, hoog, 7x6 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef |

BioConnect basis, kroon

| | |
|----------------|--|
| BCC-199-E14008 | BioConnect basis, kroon, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef |
| BCC-199-E15006 | BioConnect basis, kroon, laag, Ø 4.6 mm, H 1.2 mm, L 5.9 mm + schroef |
| BCC-199-P15001 | BioConnect basis, kroon, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef |
| BCC-199-P15008 | BioConnect basis, kroon, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 7.7 mm + schroef |





Cerec®

| | |
|----------------|--|
| BCC-199-E15006 | BioConnect basis, CEREC®, laag, Ø 4.6 mm, H 1.2 mm, L 5.9 mm + schroef |
| BCC-199-P15008 | BioConnect basis, CEREC®, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 7.7 mm + schroef |


BioConnect basis, brug

| | |
|----------------|--|
| BCC-199-E04005 | BioConnect basis, brug, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 5.0 mm + schroef |
| BCC-199-E04008 | BioConnect basis, brug, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef |




BioConnect abutment, steg

| | | |
|---|----------------|---|
|  | BCC-201-P04015 | BioConnect abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 2.7 mm |
|  | BCC-201-P04035 | BioConnect abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 4.7 mm |
|  | BCC-201-P04055 | BioConnect abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 6.7 mm |
|  | BC-2025-402030 | BioConnect beschermkap, abutment, steg |





BioConnect abutment, Dalbo®

| | | |
|---|----------------|---|
|  | BCC-202-P04015 | BioConnect abutment, Dalbo®, Ø 3.3 mm, H 1.5 mm, L 3.4 mm |
|  | BCC-202-P04035 | BioConnect abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 5.4 mm |
|  | BCC-202-P04055 | BioConnect abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 7.4 mm |

BioConnect abutment, Locator®

| | | |
|---|----------------|---|
|  | BCC-203-PN3015 | BioConnect abutment, Locator®, Ø 3.9 mm, H 1.5 mm, L 3.3 mm |
|  | BCC-203-PN3035 | BioConnect abutment, Locator®, Ø 3.9 mm, H 3.5 mm, L 5.3 mm |
|  | BCC-203-PN3055 | BioConnect abutment, Locator®, Ø 3.9 mm, H 5.5 mm, L 7.3 mm |

BioConnect beettafel

| | | |
|---|----------------|---|
|  | BCC-581-017007 | BioConnect beettafel, L 7.0 mm |
|  | BCC-581-017009 | BioConnect beettafel, L 9.0 mm |
|  | BCC-581-017011 | BioConnect beettafel, L 11.0 mm |
|  | BCC-581-017000 | BioConnect beettafel, L 7.0 mm + L 9.0 mm + L 11.0 mm (set) |

Implantaat, tweefasen, 1110 serie



Afdrukstift op implantaatniveau 1500-serie



Scanstift, 1500 serie



Abutment, healing, 1400 serie



Tijdelijk



Lab. analog, implantaatniveau, 1700 serie



Abutment, kroon, 1900 serie



Basis, kroon, 1900 serie



* compatible met CEREC® scanbody

Implantaat, tweefasen, 1110 serie



Ø 3.4 Ø 4.0 Ø 4.6 Ø 5.2

Implantaat, éénfase, 1310 serie



Ø 3.4 Ø 4.0

Afdrukstift, implantaatniveau, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Scanstift, 1500



Abutment, healing, 1400 serie



4.0/3 4.0/5 4.0/3 15° 4.0/5 15°

Beschermkap, abutment, steg




Lab. analoog, implantaatniveau, 1700 serie



Ø 4.0

Abutments, steg, 2000 serie



4.0/15° 4.0/30° 4.0/1.5 4.0/3 4.0/5

Afdrukstift, abutmentniveau, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Steg matrix, mini



goud doral titanium

Steg matrix, maxi



goud doral titanium

Rebase



Lab. analoog, steg, 1700



Implantaat, tweefasen, 1110 serie



Ø 3.4 Ø 4.0 Ø 4.6 Ø 5.2

Implantaat, éénfase, 1310 serie



Ø 3.4 Ø 4.0

Afdrukstift, implantaatniveau, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Abutment, healing, 1400 serie



4.0/3 4.0/5 4.0/3 15° 4.0/5 15° 5.2/1 5.2/3 5.2/5 6.0/1 6.0/3

Lab. analoog, implantaatniveau, 1700 serie



Ø 4.0

Abutment, Dalbo®, 2200 serie



4.0/15° 4.0/30° 4.0/1.5 4.0/3.5 4.0/5.5

Abutment, Dalbo® gecoat, 2200 serie



4.0/1.5 4.0/3.5 4.0/5.5

Afdrukstift, abutmentniveau voor Dalbo®, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Tertiaire delen, Dalbo®, 2600 serie

Dalbo® Classic



Dalbo® PLUS



standaard tuning soft tuning

Tertiaire delen, Dalbo®, 2600 serie



behuizing



zwakke retentie

normale retentie

sterke retentie

Lab. analoog, Dalbo®, 1700 serie



Implantaat, tweefasen, 1110 serie



Ø 3.4 Ø 4.0 Ø 4.6 Ø 5.2

Implantaat, éénfase, 1310 serie



Ø 3.4 Ø 4.0

Afdrukstift, implantaatniveau, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Abutment, healing, 1400 serie



4.0/3 4.0/5 5.2/1 5.2/3 5.2/5 6.0/1 6.0/3

Lab. analoog, implantaatniveau, 1700 serie



Ø 4.0

Abutment, Locator®, 2230 serie



4.0/0.4 4.0/1.5 4.0/3.0 4.0/5.0

Locator® afdrukkapje, 2230 serie



Gesloten lepel





















Locator® matrix, 2230 serie



Labanaloog, Locator®, 1700 serie













BioComp implantaat, tweefasen HAVD

| | | |
|--|----------------|--|
|  | BC-1110-34VD08 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 8.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-34VD10 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 10.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-34VD12 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 12.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-34VD14 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-34VD16 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 16.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-40VD08 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 8.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-40VD10 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 10.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-40VD12 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 12.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-40VD14 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-40VD16 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 16.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-46VD08 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 8.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-46VD10 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 10.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-46VD12 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 12.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-46VD14 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 14.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-46VD16 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 16.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-52VD08 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 8.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-52VD10 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 10.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-52VD12 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 12.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-52VD14 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 14.0 mm, HAVD |
|  | BC-1110-52VD16 | BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 16.0 mm, HAVD |















BioComp tweefasen HAVD implantaat wordt geleverd met afdekschroef

BioComp implantaat, éénfase







| | | |
|---|----------------|--|
|  | BC-1310-34ES08 | BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 8.0 mm |
|  | BC-1310-34ES10 | BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 10.0 mm |
|  | BC-1310-34ES12 | BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 12.0 mm |
|  | BC-1310-34ES14 | BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm |
|  | BC-1310-34ES16 | BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 16.0 mm |
|  | BC-1310-40ES08 | BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 8.0 mm |
|  | BC-1310-40ES10 | BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 10.0 mm |
|  | BC-1310-40ES12 | BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 12.0 mm |
|  | BC-1310-40ES14 | BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm |
|  | BC-1310-40ES16 | BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 16.0 mm |

BioComp éénfase implantaat wordt geleverd met healing abutment (BC-1400-600010)







BioComp healing abutment

| | | |
|--|----------------|--|
|  | BC-1400-340000 | BioComp afdekschroef, implantaat, Ø 3.4 mm |
|  | BC-1400-400000 | BioComp afdekschroef, implantaat, Ø 4.0 mm |
|  | BC-1400-403052 | BioComp abutment, healing, conisch, Ø 4.0 - Ø 5.2 mm, L 3.0 mm |
|  | BC-1400-405052 | BioComp abutment, healing, conisch, Ø 4.0 - Ø 5.2 mm, L 5.0 mm |
|  | BC-1400-405060 | BioComp abutment, healing, conisch, Ø 4.0 - Ø 6.0 mm, L 5.0 mm |
|  | BC-1400-400030 | BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 3.0 mm |
|  | BC-1400-400050 | BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 5.0 mm |
|  | BC-1400-520010 | BioComp abutment, healing, Ø 5.2 mm, L 1.0 mm |
|  | BC-1400-520030 | BioComp abutment, healing, Ø 5.2 mm, L 3.0 mm |
|  | BC-1400-520050 | BioComp abutment, healing, Ø 5.2 mm, L 5.0 mm |
|  | BC-1400-600010 | BioComp abutment, healing, Ø 6.0 mm, L 1.0 mm |
|  | BC-1400-600030 | BioComp abutment, healing, Ø 6.0 mm, L 3.0 mm |
|  | BC-1418-401530 | BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 3.0 mm, 15° + schroef |
|  | BC-1418-401550 | BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 5.0 mm, 15° + schroef |

BioComp afdrukstift - implantaatniveau

| | | |
|--|----------------|--|
|  | BC-1518-400011 | BioComp afdrukstift, implantaatniveau, open lepel + schroef |
| | | Bij inkorten dient u ook de inkortbare schroef BC 1815-225213 te bestellen. Wilt u een langere schroef (L 17.0 mm) dan dient u ook schroef BCC 181-221423 te bestellen. |
|  | BC-1518-400015 | BioComp afdrukstift, implantaatniveau, gesloten lepel + schroef + kapje |
|  | BC-1518-520015 | BioComp afdrukstift, implantaatniveau, gesloten lepel, Ø 5.2 mm* + schroef + kapje |
|  | BC-1500-60K057 | BioComp afdrukkapje voor gesloten lepel afdruk, kunststof, implantaatniveau (5 st) |
|  | BC-1500-400006 | BioComp afdrukstift, implantaatniveau, steg, gesloten lepel |
|  | BC-1518-40K015 | BioComp scanstift, implantaatniveau, PEEK + schroef |

BioComp afdrukstift - abutmentniveau

| | | |
|--|----------------|--|
|  | BC-1518-402010 | BioComp afdrukstift, abutmentniveau, steg, open lepel + schroef |
|  | BC-1500-402005 | BioComp afdrukstift, abutmentniveau, steg, gesloten lepel |
|  | BC-1824-28K015 | BioComp rebaseschroef, abutmentniveau, steg, gesloten lepel, kunststof (2 stuks) |
|  | BC-1500-402210 | BioComp afdrukstift, abutmentniveau, Dalbo® |
|  | BC-2600-072626 | Dalbo®-PLUS dupliceerkapje |
|  | BC-2230-008505 | Locator® afdrukkapje (4 stuks) |

* Ø 5.2 is alleen noodzakelijk bij systemen die:

Voor 2009 zijn geïmplantéerd met tweefasen Ø 4.6 en Ø 5.2 HA en niet gecoaté implantaten zonder platformswitch.

Voor 2003 zijn geïmplantéerd met éénfase i.v.m. de brede uitloop naar Ø 5.2.

BioComp laboratorium analoog - implantaatniveau


| | |
|----------------|---|
| BC-1719-400012 | BioComp lab. analoog, implantaatniveau, Ø 4.0 mm |
| BC-1719-520012 | BioComp lab. analoog, implantaatniveau, Ø 5.2 mm* |

BioComp laboratorium analoog - abutmentniveau


| | |
|----------------|--|
| BC-1720-402412 | BioComp lab. analoog, abutmentniveau, steg |
| BC-1722-402612 | BioComp lab. analoog, abutmentniveau, Dalbo® |
| BC-1722-403012 | BioComp lab. analoog, abutmentniveau, Locator® |

BioComp schroef
Voor kroon en steg


| | |
|----------------|---|
| BC-1819-225220 | BioComp schroef, implantaatniveau (2 stuks) |
|----------------|---|



| | |
|----------------|---|
| BC-1824-282015 | BioComp schroef, abutmentniveau (2 stuks) |
|----------------|---|



| | |
|----------------|----------------------------------|
| BC-2323-220015 | BioComp occlusale schroef, kroon |
|----------------|----------------------------------|

Voor afdrukstift


| | |
|----------------|--|
| BC-1815-225213 | BioComp schroef, implantaatniveau, inkortbaar, afdrukstift (2 stuks) |
|----------------|--|



| | |
|----------------|---|
| BCC-181-221423 | BioComp schroef, implantaatniveau, afdrukstift, L 17.0 mm |
|----------------|---|

BioComp abutment, kroon


| | |
|----------------|--|
| BC-1918-400701 | BioComp abutment, kroon, gemodelleerd, Ø 4.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef |
| BC-1918-401501 | BioComp abutment, kroon, gemodelleerd, Ø 4.0 mm, H 1.0 mm, L 7.8 mm, 15° + schroef |



| | |
|----------------|---|
| BC-1918-420700 | BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.0 mm + schroef |
|----------------|---|



| | |
|----------------|---|
| BC-1918-420801 | BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef |
|----------------|---|



| | |
|----------------|--|
| BC-1918-421003 | BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef |
|----------------|--|



| | |
|----------------|---|
| BC-1918-520700 | BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 7.0 mm + schroef |
|----------------|---|



| | |
|----------------|---|
| BC-1918-520801 | BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef |
|----------------|---|
















| | |
|----------------|--|
| BC-1918-521003 | BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef |
|----------------|--|

* Ø 5.2 is alleen noodzakelijk bij systemen die:





Voor 2009 zijn geïmplantieerd met tweefasen Ø 4.6 en Ø 5.2 HA en niet gecoate implantaten zonder platformswitch.

Voor 2003 zijn geïmplantieerd met éénfase i.v.m. de brede uitloop naar Ø 5.2.

BioComp abutment, kroon - vervolg

| | | |
|--|-----------------|--|
|  | BC-1918-421000 | BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.4 mm, 10° + schroef |
|  | BC-1918-422000* | BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.8 mm, 20° + schroef |
|  | BC-1918-422001 | BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.7 mm, 20° + schroef |
|  | BC-1918-423000* | BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.8 mm, 30° + schroef |
|  | BC-1918-521000 | BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 7.9 mm, 10° + schroef |
|  | BC-1918-521001 | BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.9 mm, 10° + schroef |
|  | BC-1918-522000 | BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 8.4 mm, 20° + schroef |
|  | BC-1918-522001 | BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 9.3 mm, 20° + schroef |
|  | BC-1918-523000 | BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 8.5 mm, 30° + schroef |
|  | BC-1918-52K008 | BioComp abutment, kroon, kunststof, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef |
|  | BC-1918-52G008 | BioComp abutment, kroon, goud, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef |
|  | BC-1918-70K010 | BioComp abutment, kroon, PEEK, Ø 7.0 mm, H 4.0 mm, L 10.0 mm + schroef |
|  | BC-2300-401523 | BioComp pasabutment, implantaatniveau |

BioComp basis, kroon








| | | |
|--|----------------|---|
|  | BC-1918-400400 | BioComp basis, kroon, Ø 4.0 mm, H 0.0 mm, L 4.0 mm + schroef |
|  | BC-1918-400700 | BioComp basis, kroon, Ø 4.0 mm, H 0.0 mm, L 7.0 mm + schroef |
|  | BC-1918-460500 | BioComp basis, kroon, Ø 4.6 mm, H 0.3 mm, L 5.0 mm + schroef |
|  | BC-1918-460500 | BioComp basis, CEREC®, Ø 4.6 mm, H 0.3 mm, L 5.0 mm + schroef |

BioComp beettafel




| | | |
|--|----------------|--|
|  | BC-2700-75RS50 | BioComp beettafel, L 7.0 mm |
|  | BC-2700-75RS70 | BioComp beettafel, L 9.0 mm |
|  | BC-2700-75RS90 | BioComp beettafel, L 11.0 mm |
|  | BC-2700-75RS00 | BioComp beettafel, L 7.0 mm + L 9.0 mm + L 11.0 mm (set) |

* Voorzien van interne occlusale schroefdraad voor occlusaal verschroeven met BC-2323-220015.





BioComp abutment, steg

| | | |
|---|----------------|--|
|  | BC-2018-401500 | BioComp basis, steg/Dalbo®, 15° + schroef |
|  | BC-2018-403000 | BioComp basis, steg/Dalbo®, 30° + schroef |
|  | BC-2022-520038 | BioComp secundair deel, steg, gehoekte basis, Ø 5.2 mm, L 3.8 mm |
|  | BC-2024-400015 | BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 2.7 mm |
|  | BC-2024-400030 | BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 3.0 mm, L 4.2 mm |
|  | BC-2024-400050 | BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 5.0 mm, L 6.2 mm |
|  | BC-2025-402030 | Beschermkap, abutment, steg |





BioComp abutment, Dalbo®

| | | |
|---|----------------|--|
|  | BC-2018-401500 | BioComp basis, steg/Dalbo®, 15° + schroef |
|  | BC-2018-403000 | BioComp basis, steg/Dalbo®, 30° + schroef |
|  | BC-2220-520015 | BioComp secundair deel, Dalbo®, gehoekte basis, Ø 5.2 mm, L 1.5 mm |





In combinatie met kunststof matrix

| | | |
|---|----------------|---|
|  | BC-2226-40NI15 | BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 3.4 mm, gecoat |
|  | BC-2226-40NI35 | BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 5.4 mm, gecoat |
|  | BC-2226-40NI55 | BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 7.4 mm, gecoat |
|  | BC-2226-52NI20 | BioComp abutment, Dalbo®, Ø 5.2 mm*, H 2.0 mm, L 4.7 mm, gecoat |

In combinatie met gouden matrix

| | | |
|---|----------------|---|
|  | BC-2226-400015 | BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 3.4 mm |
|  | BC-2226-400035 | BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 5.4 mm |
|  | BC-2226-400055 | BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 7.4 mm |
|  | BC-2226-520020 | BioComp abutment, Dalbo®, Ø 5.2 mm*, H 2.0 mm, L 4.7 mm |

BioComp abutment, Locator®

| | | |
|---|----------------|---|
|  | BC-2230-40NI00 | BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 0.4 mm, L 2.8 mm |
|  | BC-2230-40NI15 | BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 3.9 mm |
|  | BC-2230-40NI30 | BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 3.0 mm, L 5.4 mm |
|  | BC-2230-40NI50 | BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 5.0 mm, L 7.4 mm |
|  | BC-2230-52NI06 | BioComp abutment, Locator®, Ø 5.2 mm*, H 0.6 mm, L 3.0 mm |

* ø 5.2 is alleen noodzakelijk bij systemen die:

Voor 2009 zijn geïmplantéerd met tweefasen ø 4.6 en ø 5.2 HA en niet gecoate implantaten zonder platformswitch.

Voor 2003 zijn geïmplantéerd met éénfase i.v.m. de brede uitloop naar ø 5.2.

Tertiaire delen, steg

BC-2418-42K035 Kunststof bus, steg, abutmentniveau, Ø 4.2 mm, L 3.5 mm + schroef (2 stuks)



BC-2418-42K010 Kunststof bus, steg, abutmentniveau, Ø 4.2 mm, L 10.0 mm + schroef (2 stuks)



BC-2418-42K100 Kunststof bus, steg, implantaatniveau, Ø 4.2 mm, L 10.0 mm + schroef (2 stuks)

Mini

BC-2425-122M01 Steg profiel/patrix, eivormig, goud, mini, L 5.0 cm



BC-2425-122M02 Steg matrix, goud, mini, L 5.0 cm



BC-2425-122M04 Steg matrix, doral, mini, L 5.0 cm



BC-2425-122M05 Steg matrix, titanium, mini, L 4.75 cm

Maxi

BC-2425-123M01 Steg profiel/patrix, eivormig, goud, maxi, L 5.0 cm



BC-2425-123M02 Steg matrix, goud, maxi, L 5.0 cm



BC-2425-123M04 Steg matrix, doral, maxi, L 5.0 cm



BC-2425-123M05 Steg matrix, titanium, maxi, L 4.75 cm



BC-2450-050344 Steg matrix, goud, asymmetrisch, rond, Ø 2.0 mm, L 3.0 cm



BC-2425-500679 Steg matrix, goud, rond, Ø 1.9 mm, L 5.0 cm



BC-2400-070198 Activatorset, steg, matrix



BC-2400-070200 Deactivator, steg, matrix mini











BC-2400-070201 Deactivator, steg, matrix max

Tertiaire delen, Dalbo®

| | | |
|---|----------------|--|
|  | BC-2600-310285 | Dalbo®-Classic activator |
|  | BC-2600-312855 | Dalbo®-Classic deactivator |
|  | BC-2622-583622 | Dalbo®-Classic matrix, goud, elliptic |
|  | BC-2600-072609 | Dalbo®-PLUS activator, matrix |
|  | BC-2600-072626 | Dalbo®-PLUS dupliceerkapje |
|  | BC-2622-055890 | Dalbo®-PLUS matrix, goud, elliptic |
|  | BC-2622-055891 | Dalbo®-PLUS matrix, goud, elliptic, tuning |
|  | BC-2622-055752 | Dalbo®-PLUS matrix, goud, rond, incl. dupliceerkapje |
|  | BC-2622-055643 | Dalbo®-PLUS lamellen, goud, retentie-inzet, standaard |
|  | BC-2622-050068 | Dalbo®-PLUS lamellen, goud, retentie-inzet, tuning soft |
|  | BC-2622-055687 | Dalbo®-PLUS lamellen, goud, retentie-inzet, tuning |
|  | BC-2600-126722 | Indrukstift voor kunststof matrix |
|  | BC-2626-12T135 | Behuizing voor matrix voor bal titanium (6 stuks) |
|  | BC-2626-12KW32 | Kunststof matrix voor bal, zwakke retentie wit (6 stuks) |
|  | BC-2626-12KG31 | Kunststof matrix voor bal, normale retentie geel (6 stuks) |
|  | BC-2626-12KR33 | Kunststof matrix voor bal, sterke retentie rood (6 stuks) |







Tertiaire delen, Locator®

| | | |
|---|----------------|--|
|  | BC-2230-008393 | Locator® basisgereedschap |
|  | BC-2230-008505 | Locator® afdrukkapje (4 stuks) |
|  | BC-2230-008519 | Locator® matrixset (2 stuks) |
|  | BC-2230-008524 | Locator® matrix, transparant, standaard 2268 gram (20 stuks) |
|  | BC-2230-008527 | Locator® matrix, roze, standaard 1361 gram (20 stuks) |
|  | BC-2230-008529 | Locator® matrix, blauw, standaard 680 gram (20 stuks) |
|  | BC-2230-008547 | Locator® matrix, groen, divergerend 1361 gram (4 stuks) |
|  | BC-2230-008548 | Locator® matrix, rood, divergerend 230 gram (4 stuks) |















Hexagonale schroevendraaier


| | | |
|--|----------------|--|
|  | BC-5000-65RS08 | Tweezijdige hex. schroevendraaier, L 8.0 mm |
|  | BC-5000-65RS12 | Tweezijdige hex. schroevendraaier, L 12.0 mm |
|  | BC-5000-65RS17 | Tweezijdige hex. schroevendraaier, L 17.0 mm |
|  | BC-5000-65TZ24 | Tweezijdige hex. schroevendraaier, voor momentsleutel, L 9.0 mm |
|  | BC-5000-65TZ27 | Tweezijdige hex. schroevendraaier, voor momentsleutel, L 15.0 mm |
|  | BC-5000-70UW32 | Instelbare momentsleutel, 10-70 Ncm |
|  | BC-5800-15RS08 | Hex. schroevendraaier, voor hoekstuk |

Cassette

| | | |
|--|----------------|---|
|  | BC-5155-17RS13 | Cassette boren, basis + ratel, externe koeling |
|  | BC-5155-27AL17 | Cassette boren, compleet, externe koeling |
|  | BC-5150-17BA13 | Cassette botaugmentatie |
|  | BC-6003-260765 | Sterilisatie container, 310 x 190 x 65 mm |
|  | BC-6004-300350 | Sterilisatie container, 200 x 160 x 40 mm |
|  | BC-6004-187447 | Teflon filter voor sterilisatie container, 180 x 140 mm |

Implantaatboor, externe koeling

| | | |
|---|----------------|--|
|  | BC-5250-40EK00 | Rosenboor, externe koeling, 5 stuks |
|  | BC-5250-20EK00 | Lindemann frees, externe koeling, 5 stuks |
|  | BC-5250-75EK90 | Crestotoom, externe koeling |
|  | BC-5250-25EK14 | Pilot, externe koeling, L 14.0 mm |
|  | BC-5250-25EK22 | Pilot, externe koeling, L 22.0 mm |
|  | BC-5250-34EK14 | Implantaatboor, externe koeling, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm |
|  | BC-5250-34EK22 | Implantaatboor, externe koeling, Ø 3.4 mm, L 22.0 mm |
|  | BC-5250-40EK14 | Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm |
|  | BC-5250-40EK22 | Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.0 mm, L 22.0 mm |
|  | BC-5250-46EK14 | Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.6 mm, L 14.0 mm |
|  | BC-5250-46EK22 | Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.6 mm, L 22.0 mm |
|  | BC-5250-52EK14 | Implantaatboor, externe koeling, Ø 5.2 mm, L 14.0 mm |
|  | BC-5250-52EK22 | Implantaatboor, externe koeling, Ø 5.2 mm, L 22.0 mm |
|  | BC-5250-58EK14 | Implantaat counter, externe koeling |

Beitel

| | |
|----------------|--|
| BC-5457-4PRS21 | Beitel, plat 4.0 mm |
| BC-5457-6PRS21 | Beitel, plat 6.0 mm |
| BC-5457-8PRS21 | Beitel, plat 8.0 mm |
| BC-5457-34RS21 | Beitel, implantaat Ø 3.4 mm |
| BC-5457-40RS21 | Beitel, implantaat Ø 4.0 mm |
| BC-5457-46RS21 | Beitel, implantaat Ø 4.6 mm |
| BC-5457-52RS21 | Beitel, implantaat Ø 5.2 mm |
| BC-5457-34SL22 | Sinusbodem elevator, implantaat Ø 3.4 mm |
| BC-5457-40SL22 | Sinusbodem elevator, implantaat Ø 4.0 mm |
| BC-5457-46SL22 | Sinusbodem elevator, implantaat Ø 4.6 mm |
| BC-5457-52SL22 | Sinusbodem elevator, implantaat Ø 5.2 mm |

Hulpdelen, hoekstuk


| | |
|----------------|---|
| BC-5500-45RS17 | Verlengstuk, voor hoekstuk |
| BC-5500-50RS11 | Dubbel zeskant, voor hoekstuk |
| BC-5500-50WH11 | Dubbel zeskant, voor W&H hoekstuk |
| BC-5500-50WH30 | Dubbel zeskant, voor W&H hoekstuk, lang |

Ratel en toebehoren

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| BC-5656-12RS85 | Ratel met momentweergave |
| BC-5656-80RS21 | Verlengstuk, voor ratel |
| BC-5656-80RS23 | Dubbel zeskant, voor ratel, L 16.0 mm |
| BC-5656-80RS42 | Dubbel zeskant, voor ratel, L 31.0 mm |

In- en uittikdelen

| | |
|----------------|----------------------|
| BC-5700-60RS12 | Hamerkopje |
| BC-5700-60RS70 | Verlengstuk, gebogen |
| BC-5700-60RS80 | Verlengstuk, recht |
| BC-5700-80RS20 | Uittrekdeel |

Hulpdelen algemeen

| | |
|----------------|---------------------------------|
| BC-5800-11RS59 | Doorprikker voor reiniging boor |
| BC-5800-17RS10 | Lab. analooghouders |
| BC-5800-40LP23 | Parallelpin |
| BC-5800-75RS75 | Steeksleutel |

Botregeneratiematerialen**Cerasorb®**

BC-6000-010500 Cerasorb® M 500 - 1000 µm; 5 x 0.5 cc

BC-6000-110500 Cerasorb® M 500 - 1000 µm; 5 x 1.0 cc

BC-6000-210500 Cerasorb® M 500 - 1000 µm; 5 x 2.0 cc



BC-6000-021000 Cerasorb® M 1000 - 2000 µm; 5 x 0.5 cc

BC-6000-121000 Cerasorb® M 1000 - 2000 µm; 5 x 1.0 cc

BC-6000-221000 Cerasorb® M 1000 - 2000 µm; 5 x 2.0 cc



BC-9001-304041 Cerasorb® Paste, 1 spuit



BC-9000-060054 Cerasorb® Mouldable Foam, 12 x 12 x 4 m, 0.5 cc (3 stuks)



BC-9300-000030 Stypro® Cubus, 10 x 10 x 10 mm (30 stuks)

Osbone®

BC-9000-800501 Osbone® 250 - 1000 µm; 1 x 0.5 cc

BC-9000-800505 Osbone® 250 - 1000 µm; 5 x 0.5 cc

BC-9000-801005 Osbone® 250 - 1000 µm; 5 x 1.0 cc

**Poresorb®-TCP**

BC-6200-POR132 Poresorb® 0.3 - 0.6 mm, verpakking 0.5 ml / 0.5 g

Resorbeerbaar membraan

BC-9000-701520 Osgide® porcine collageen membraan, 15 x 20 mm

BC-9000-702530 Osgide® porcine collageen membraan, 25 x 30 mm

Botinstrumentarium

BC-6000-600167 Titanium Pins 3.0 mm (10 stuks)



BC-6000-600169 Titanium Pins 5.0 mm (10 stuks)

BC-6000-600161 Ti-System applicator, recht

BC-6000-600163 Ti-System handstuk

BC-6000-600165 Ti-System Steribox voor 15 pins



BC-6000-603987 Safescraper Twist, gehoekt (3 stuks)



BC-6001-325000 Botschraper, recht (houder + mes)



BC-6001-325A00 Botschraper, gehoekt (houder + mes)



BC-6001-325LR0 Mes t.b.v. botschraper, recht



BC-6001-325LRA Mes t.b.v. botschraper, gehoekt

Instrumentarium

Chirurgisch instrumentarium voor implantologie

Meerdere mogelijkheden



BC-6001-1300KT Kit osteotomie, 6 delig + tray



BC-6001-1673/5 Kit osteotomie & sinus elevatie, 13 delig + tray



BC-6001-1304KT Kit sinus elevatie, 5 delig + tray



BC-6003-103361 Safe-Ex scalpelhouder

Disposet

MD-108407-14 Disposet, compleet steriele set ten behoeve van operatie (14 sets)

MD-108407 Disposet, compleet steriele set ten behoeve van operatie (1 set)

Chirurgische handschoenen, steriel

MD-081220 Profeel DHD Polyisoprene PF, maat 6.5 (50 stuks)


MD-081240 Profeel DHD Polyisoprene PF, maat 7.5 (50 stuks)

Hechtmaterialen oplosbaar

HD-3O151314 SERAPID un 1.5 (4/0), L 45 cm, Naald DS-18 mm, oplosbaar (24 stuks)



HD-3O153276 SERAPID un 1.5 (4/0), L 70 cm, Naald HR-17 mm, oplosbaar (24 stuks)



HD-6O151314 SERAFIT violet 1.5 (4/0), L 45 cm, Naald DS-18 mm, oplosbaar (24 stuks)

HD-JO103213 SERAFAST violet 1 (5/0), L 70 cm, Naald DS-15 mm, oplosbaar (24 stuks)

Meerdere soorten leverbaar. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Hechtmaterialen niet-oplosbaar

HD-LO07171T SERALENE blue 0.7 (6/0), L 50 cm, Naald DSS-15 mm, niet-oplosbaar (24 stuks)



HD-LO10171T SERALENE blue 1 (5/0), L 50 cm, Naald DSS-15 mm, niet-oplosbaar (24 stuks)



HD-MO151713 SERAMON un 1.5 (4/0), L 50 cm, Naald DS-15 mm, niet-oplosbaar (24 stuks)

HD-VO101713 SERALON blue 1 (5/0), L 50 cm, Naald DS-15 mm, niet-oplosbaar (24 stuks)

Meerdere soorten leverbaar. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Motoren en toebehoren

| | |
|------|---|
| 5200 | Nouvag Hoekstuk 16:1 |
| 5201 | Nouvag hoekstuk 32:1 |
| 1706 | Nouvag infuusbestek voor Nouvag fysiodispenser (10 stuks) |
| 1712 | Nouvag naald voor interne koeling met clip voor Nouvag hoekstuk |
| 1777 | Nouvag y-verbinding t.b.v. ex- en interne koeling |



| | |
|------------------|---|
| W&H SI-1023 SET3 | W&H motor SI-1023 met toebehoren |
| W&H SI-1023 SET6 | W&H Implantmed - S-NW draadloos voetpedaal, motor LED |
| W&H WI-75 E/KM | W&H hoekstuk WI-75 E/KM |
| W&H WS-75 L | W&H hoekstuk implantologie 20:1 mini LED+ |
| W&H 02610500 | W&H naald voor interne koeling |
| W&H 04363600 | W&H infuusbestek (6 stuks) |
| W&H 06016400 | W&H Y-verbinding met slang (3 stuks) |
| W&H 04757100 | W&H spray clip (3 stuks) |
| W&H 07962790 | W&H Flightcase |

Promotieartikelen



BC Organizer Organizer voor BioComp producten



BC-Infoverwijsdoos Verwijsdoosje 17 x 13 cm



Project-Docu-A Begrotingen implantologie



Project-Docu-B Voorwaarden machtigingsvrij implanteren (VMI)



BC-Handleiding BioComp gebruikershandleiding



BCC-Handleiding BioConnect gebruikershandleiding



BC-Folder-KB Patiëntenbrochure "De basis voor kroon of brug"



BC-Folder-VP Patiëntenbrochure "De basis voor een volledige prothese"



BC-Folder-Bot Patiëntenbrochure "Synthetische botvervangers"



BC-Folder-Impl Patiënten implantaatpaspoort



BC-Folderhouder-1 Houder voor patiëntenbrochure, enkel



BC-Folderhouder-2 Houder voor patiëntenbrochure, dubbel

www.biocomp.eu

Molenstraat 2a, 5262 ED Vught • +31 (0)73 684 72 00 • sales@biocomp.eu

DT_Sys_LBL_MKT_NL_01_Systeemoverzicht - 1 januari 2025