

BIOCOMP DENTAL

Systemeoverzicht

2026



Bio
Comp

Dental
Implants

Voor achtergrondinformatie over het gebruik van producten van BioComp Dental verwijzen we u graag naar www.biocomp.eu.

Alle tandheelkundige producten zijn van titanium, tenzij anders vermeld.
Het instrumentarium is van rvs. In de gebruikershandleiding vindt u een overzicht van alle materialen en bijbehorende behandeling.

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Dit systeemoverzicht biedt een gedetailleerd overzicht van onze producten, verdeeld over twee dentale systemen: **BioComp** en **BioConnect**. Elk systeem heeft een eigen implantaat-abutment connectie die **niet uitwisselbaar** is met het andere systeem. Binnen elk systeem zijn de producten daarentegen wel uitwisselbaar. Tertiaire delen en instrumentarium kunnen voor beide systemen worden ingezet.

- BioComp producten hebben een artikelcode die begint met **BC**-xxxx-xxxxxx.
- BioConnect producten hebben een artikelcode die begint met **BCC**-xxx-xxxxxx.

Voorafgaand aan de productlijsten geven stroomschema's aan welke producten geschikt zijn voor een specifieke behandeling. Wij adviseren u om deze schema's te raadplegen.

Herkenbaarheid BioComp en BioConnect systeem

	BioComp tweefasen	BioComp éénfase	BioConnect tweefasen
Artikelnummer	BC-1110-xxXXxx	BC-1310-xxXXxx	BCC-112-xxxxXX
Kleur verpakkingsdopje van implantaat	 Wit	 Rood	 Blauw
Kleur verpakkingsdopje secundair deel	 Wit	 Wit	 Blauw
Röntgen			
Implantaatconnectie			
Abutmentconnectie			
Fixatieschroef op implantaatniveau			

BioConnect

BioConnect stroomschema's	6
BioConnect implantaat, tweefasen HAVD	10
BioConnect healing abutment	10
BioConnect afdrukstift - implantaatniveau	11
BioConnect afdrukstift - abutmentniveau	11
BioConnect laboratorium analoog - implantaatniveau	11
BioConnect laboratorium analoog - abutmentniveau	11
BioConnect schroef	11
BioConnect abutment, kroon, PEEK	12
BioConnect abutment, kroon	12
BioConnect basis, kroon	12
BioConnect basis, brug	12
BioConnect abutment, steg	13
BioConnect abutment, Dalbo®	13
BioConnect abutment, Locator®	13
BioConnect beettafel	13

BioComp

BioComp stroomschema's	14
BioComp implantaat, tweefasen HAVD	18
BioComp implantaat, éénfase	19
BioComp healing abutment	20
BioComp afdrukstift - implantaatniveau	20
BioComp afdrukstift - abutmentniveau	20
BioComp laboratorium analoog - implantaatniveau	21
BioComp laboratorium analoog - abutmentniveau	21
BioComp schroef	21
BioComp abutment, kroon	21
BioComp abutment, kroon - vervolg	22
BioComp basis, kroon	22
BioComp beettafel	22
BioComp abutment, steg	23
BioComp abutment, Dalbo®	23
BioComp abutment, Locator®	23

Tertiaire delen

Tertiaire delen, steg	24
Tertiaire delen, Dalbo®	25
Tertiaire delen, Locator®	25

Instrumentarium

Hexagonale schroevendraaier	26
Cassette	26
Sterilisatie container en filter	26
Implantaatboor, externe koeling	27
Beitel	27
Hulpdelen, hoekstuk	28
Ratel en toebehoren	28
In- en uittikdelen	28
Uitdraaiset	28
Hulpdelen algemeen	28

Botregeneratie

Botregeneratiematerialen	29
Botinstrumentarium	29

Chirurgie

Instrumentarium	30
Motoren en toebehoren	31

Service

Promotieartikelen	32
Bruikleenartikelen	33
Bestellingen	33
Retourgoederen	33

Implantaat, twee fasen, 112 serie



Afdekschroef

Implantaatniveau

Afdrukstift, 150 serie



Open lepel

Scanstift



Abutment, healing, 14X serie | Tijdelijk abutment, 19X serie (PEEK)

rond laag



Ø 4.2/1/3.5 Ø 5.0/1/3.5 Ø 5.8/1/3.5 Ø 5.0/1/3.5 15° Ø 5.3/3/9

rond hoog



Ø 4.2/3/3.5 Ø 4.2/3/5.5 Ø 5.0/3/3 Ø 5.0/3/5 Ø 5.1/5/10

rechthoek laag



7x6/1.5/3.5 7x6/4/10

rechthoek hoog



7x6/3/5

Abutment, kroon, 19X serie

rond laag



Ø 4.0/1/8 Ø 5.0/1/8 Ø 5.0/1/8 15°

rond hoog



Ø 5.0/3/10

rechthoek laag



7x6/1.5/8.5

rechthoek hoog



7x6/3/10


Basis, kroon/brug, 199 serie

rond laag



Ø 4.2/1/8 Ø 4.2/1/5 Ø 4.2/1/8.5 Ø 4.2/1/8.5 Ø 4.6/1.2/5.9* Ø 4.2/1/8

rond hoog



Ø 5.0/3/10.5 Ø 5.0/3/10 Ø 5.0/3/7.7* Ø 5.0/3/10.5

* compatible met CEREC® scanbody

Stroomschema **BioConnect 2026 • Steg**

Implantaat, twee fasen, 112 serie




Ø 3.4



Ø 4.0



Ø 4.6



Ø 5.2



Afdekschroef

Abutment, healing, 142 serie



4.2/1/3.5



5/1/3.5



4.2/3/3.5



4.2/3/5.5



5/3/3



5/3/5

Beschermkap, abutment, steg



Abutments, steg, 201 serie



1.5



3.5



5.5

Steg matrix, mini



goud



doral



titanium

Steg matrix, maxi



goud



doral



titanium

Afdruk op abutmentniveau

Afdrukstift, abutmentniveau ,1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Rebase



Lab. analoog, steg, 1700



Implantaat, twee fasen, 112 serie



Afdekschroef

Abutment, healing, 142 serie



Abutment, Dalbo®, 202 serie



Tertiaire delen, Dalbo®, 2600 serie

Dalbo® classic



Dalbo® plus



Afdruk op implantaatniveau

Afdrukstift, implantaatniveau, 150 serie



Open lepel

Lab. analoog, implantaatniveau, 171 serie



Afdruk op abutmentniveau, voorkeur

Afdrukstift, abutmentniveau voor Dalbo®, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Lab. analoog, Dalbo®, 1700 serie





BioConnect implantaat, tweefasen HAVD

	BCC-112-3410VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BCC-112-3412VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BCC-112-3414VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm, HAVD
	BCC-112-4008VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BCC-112-4010VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BCC-112-4012VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BCC-112-4014VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm, HAVD
	BCC-112-4608VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BCC-112-4610VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BCC-112-4612VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BCC-112-5208VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BCC-112-5210VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BCC-112-5212VD	BioConnect implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 12.0 mm, HAVD

BioConnect healing abutment

	BCC-140-Z31000	BioConnect afdekschroef, implantaat
	BCC-140-E42004	BioConnect abutment, healing, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm
	BCC-142-E50004	BioConnect abutment, healing, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm
	BCC-142-E58004	BioConnect abutment, healing, laag, Ø 5.8 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm
	BCC-142-E51054	BioConnect abutment, healing, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 3.5 mm, 15° + schroef
	BCC-146-G76004	BioConnect abutment, healing, laag, 7x6 mm, H 1.5 mm, L 3.5 mm + schroef
	BCC-142-P42003	BioConnect abutment, healing, hoog, Ø 4.2 mm, H 3.0 mm, L 3.5 mm
	BCC-142-P42005	BioConnect abutment, healing, hoog, Ø 4.2 mm, H 3.0 mm, L 5.5 mm
	BCC-142-P49003	BioConnect abutment, healing, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 3.0 mm
	BCC-142-P51005	BioConnect abutment, healing, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 5.0 mm
	BCC-146-Q76005	BioConnect abutment, healing, hoog, 7x6 mm, H 3.0 mm, L 5.0 mm + schroef

BioConnect afdrukstift - implantaatniveau

BCC-150-010011 BioConnect afdrukstift, implantaatniveau, open lepel + schroef

Bestel bij inkorten ook de inkortbare schroef BCC-181-221120.
Is een langere schroef (L 17.0 mm) nodig, bestel dan ook schroef BCC 181-221423.



BCC-159-010P15 BioConnect scanstift, implantaatniveau, PEEK + schroef

Cerec®

BCC-159-E10011 BioConnect scanpost, implantaatniveau, CEREC® + schroef, voor BCC-199-E15006

BioConnect afdrukstift - abutmentniveau

BC-1518-402010 BioConnect afdrukstift, abutmentniveau, steg, open lepel + schroef



BC-1500-402005 BioConnect afdrukstift, abutmentniveau, steg, gesloten lepel



BC-1824-28K015 BioConnect rebaseschroef, abutmentniveau, steg, gesloten lepel, kunststof (2 stuks)



BC-1500-402210 BioConnect afdrukstift, abutmentniveau, Dalbo®



BC-2600-072626 Dalbo®-PLUS dupliceerkapje



BC-2230-008505 Locator® afdrukkapje (4 stuks)

BioConnect laboratorium analoog - implantaatniveau

BCC-171-004012 BioConnect lab. analoog, implantaatniveau

BioConnect laboratorium analoog - abutmentniveau

BC-1720-402412 BioConnect lab. analoog, abutmentniveau, steg



BC-1722-402612 BioConnect lab. analoog, abutmentniveau, Dalbo®



BC-1722-403012 BioConnect lab. analoog, abutmentniveau, Locator®

BioConnect schroef**Voor kroon en steg**

BCC-181-212683 BioConnect schroef, implantaatniveau (2 stuks)




BCC-182-213693 BioConnect AS schroef, implantaatniveau (2 stuks)

Voor afdrukstift

BCC-181-221120 BioConnect schroef, implantaatniveau, inkortbaar, afdrukstift (2 stuks)



BCC-181-221423 BioConnect schroef, implantaatniveau, afdrukstift, L 17.0 mm

BioConnect abutment, kroon, PEEK

BCC-192-E15P09	BioConnect abutment, kroon, laag, PEEK, Ø 5.8 mm, H 3.0 mm, L 9.0 mm + schroef
BCC-196-G17P01	BioConnect abutment, kroon, laag, PEEK, 7x6 mm, H 4.0 mm, L 10.0 mm + schroef
BCC-192-P15P01	BioConnect abutment, kroon, hoog, PEEK, Ø 5.1 mm, H 5.0 mm, L 10.0 mm + schroef

BioConnect abutment, kroon

BCC-190-E14008	BioConnect abutment, kroon, laag, conus, Ø 4.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
BCC-192-E15008	BioConnect abutment, kroon, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
BCC-192-E15058	BioConnect abutment, kroon, laag, Ø 5.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm, 15° + schroef



BCC-196-G17009	BioConnect abutment, kroon, laag, 7x6 mm, H 1.5 mm, L 8.5 mm + schroef
----------------	--



BCC-192-P15001	BioConnect abutment, kroon, hoog, Ø 5.1 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef
----------------	---



BCC-196-Q17001	BioConnect abutment, kroon, hoog, 7x6 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef
----------------	---

BioConnect basis, kroon

BCC-198-E14009	BioConnect basis, kroon, laag, AS, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.5 mm + AS-schroef
BCC-199-E14008	BioConnect basis, kroon, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
BCC-199-E15006	BioConnect basis, kroon, laag, Ø 4.6 mm, H 1.2 mm, L 5.9 mm + schroef



BCC-198-P15001	BioConnect basis, kroon, hoog, AS, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 10.5 mm + AS-schroef
----------------	---



BCC-199-P15001	BioConnect basis, kroon, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef
----------------	--



BCC-199-P15008	BioConnect basis, kroon, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 7.7 mm + schroef
----------------	---

Cerec®

BCC-199-E15006	BioConnect basis, CERECE®, laag, Ø 4.6 mm, H 1.2 mm, L 5.9 mm + schroef
BCC-199-P15008	BioConnect basis, CERECE®, hoog, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 7.7 mm + schroef

BioConnect basis, brug

BCC-198-E04009	BioConnect basis, brug, laag, AS, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.5 mm + AS-schroef
BCC-199-E04005	BioConnect basis, brug, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 5.0 mm + schroef
BCC-199-E04008	BioConnect basis, brug, laag, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef



BCC-198-P05001	BioConnect basis, brug, hoog, AS, Ø 5.0 mm, H 3.0 mm, L 10.5 mm + AS-schroef
----------------	--

BioConnect abutment, steg

BCC-201-P04015	BioConnect abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 2.7 mm
BCC-201-P04035	BioConnect abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 4.7 mm
BCC-201-P04055	BioConnect abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 6.7 mm
BC-2025-402030	BioConnect beschermkap, abutment, steg

BioConnect abutment, Dalbo®

BCC-202-P04015	BioConnect abutment, Dalbo®, Ø 3.3 mm, H 1.5 mm, L 3.4 mm
BCC-202-P04035	BioConnect abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 5.4 mm
BCC-202-P04055	BioConnect abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 7.4 mm

BioConnect abutment, Locator®

BCC-203-PN3015	BioConnect abutment, Locator®, Ø 3.9 mm, H 1.5 mm, L 3.3 mm
BCC-203-PN3035	BioConnect abutment, Locator®, Ø 3.9 mm, H 3.5 mm, L 5.3 mm
BCC-203-PN3055	BioConnect abutment, Locator®, Ø 3.9 mm, H 5.5 mm, L 7.3 mm

BioConnect beettafel

BCC-581-017007	BioConnect beettafel, L 7.0 mm
BCC-581-017009	BioConnect beettafel, L 9.0 mm
BCC-581-017011	BioConnect beettafel, L 11.0 mm
BCC-581-017000	BioConnect beettafel, L 7.0 mm + L 9.0 mm + L 11.0 mm (set)

Implantaat, twee fasen, 1110 serie



Ø 3.4

Ø 4.0

Ø 4.6


Ø 5.2

Afdruk op implantaatniveau

Afdrukstift op implantaatniveau 1500-serie



Open lepel



Gesloten lepel

Scanstift, 1500 serie



Abutment, healing, 1400 serie



4.0-5.2/3-5

4.0-6.0/5

4.0/3-5

4.0/3 15°

4.0/5 15°

5.2/1-3

5.2/5

6.0/1-3

temp.



7.0/4

Lab. analoog, implantaatniveau, 1700 serie



Ø 4.0

Abutment, kroon, 1900 serie



4.0/1

4.2/0

4.2/1

4.2/3


5.2/0

5.2/1

5.2/3

5.2/1

5.2/1



4.0/1 15°

4.2/0 10°

4.2/0 20°

4.2/1 20°

4.2/0 30°

5.2/0 10°

5.2/1 10°

5.2/0 20°

5.2/1 20°

5.2/0 30°

Basis, kroon, 1900 serie



4.6/0 *

4.0/0

4.0/0
lang

* compatible met CEREC® scanbody

Implantaat, twee fasen, 1110 serie



Ø 3.4 Ø 4.0 Ø 4.6 Ø 5.2

Implantaat, éénfase, 1310 serie



Ø 3.4 Ø 4.0

Afdruk op éénfase-implantaatniveau

Afdrukstift, implantaatniveau, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Scanstift, 1500



Abutment, healing, 1400 serie



4.0-5.2/3-5 4.0/3-5 4.0/3 15° 4.0/5 15° 5.2/1-3 5.2/5

Beschermkap, abutment, steg




Lab. analoog, implantaatniveau, 1700 serie



Ø 4.0

Abutments, steg, 2000 serie



4.0/15° 4.0/30° 4.0/1.5 4.0/3.5 4.0/5.5

Afdruk op abutmentniveau

Afdrukstift, abutmentniveau, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Steg matrix, mini



goud dental titanium

Steg matrix, maxi



goud dental titanium

Rebase



Lab. analoog, steg, 1700



Implantaat, twee fasen, 1110 serie



Ø 3.4 Ø 4.0 Ø 4.6 Ø 5.2

Implantaat, éénfase, 1310 serie



Ø 3.4 Ø 4.0

Afdruk op implantaatniveau

Afdrukstift, implantaatniveau, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Abutment, healing, 1400 serie



4.0-5.2/3 4.0-5.2/5 4.0/3 4.0/5 5.2/1 5.2/3 5.2/5

Lab. analoog, implantaatniveau, 1700 serie



Ø 4.0

Abutment, Dalbo®, 2200 serie



4.0/15° 4.0/30° 4.0/1.5 4.0/3.5 4.0/5.5

Abutment, Dalbo® gecoat, 2200 serie



4.0/1.5 4.0/3.5 4.0/5.5

Afdruk op abutmentniveau, voorkeur

Afdrukstift, abutmentniveau voor Dalbo®, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel

Tertiaire delen, Dalbo®, 2600 serie

Dalbo® classic



Dalbo® plus



standaard tuning soft tuning

Tertiaire delen, Dalbo®, 2600 serie



behuizing

zwakke retentie

normale retentie

sterke retentie

Lab. analoog, Dalbo®, 1700 serie



Implantaat, twee fasen, 1110 serie



Implantaat, éénfase, 1310 serie




Afdruk op implantaatniveau

Afdrukstift, implantaatniveau, 1500 serie



Open lepel



Gesloten lepel


Abutment, healing, 1400 serie



Lab. analoog, implantaatniveau, 1700 serie



Abutment, Locator®, 2230 serie



Afdruk op abutmentniveau

Locator® afdrukkapje, 2230 serie



Gesloten lepel

Locator® matrix, 2230 serie



Labanaloog, Locator®, 1700 serie



BioComp implantaat, tweefasen HAVD

	BC-1110-34VD08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BC-1110-34VD10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BC-1110-34VD12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BC-1110-34VD14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm, HAVD
	BC-1110-34VD16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 3.4 mm, L 16.0 mm, HAVD
	BC-1110-40VD08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BC-1110-40VD10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BC-1110-40VD12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BC-1110-40VD14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm, HAVD
	BC-1110-40VD16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.0 mm, L 16.0 mm, HAVD
	BC-1110-46VD08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BC-1110-46VD10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BC-1110-46VD12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BC-1110-46VD14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 14.0 mm, HAVD
	BC-1110-46VD16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 4.6 mm, L 16.0 mm, HAVD
	BC-1110-52VD08	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 8.0 mm, HAVD
	BC-1110-52VD10	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 10.0 mm, HAVD
	BC-1110-52VD12	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 12.0 mm, HAVD
	BC-1110-52VD14	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 14.0 mm, HAVD
	BC-1110-52VD16	BioComp implantaat, tweefasen, Ø 5.2 mm, L 16.0 mm, HAVD

Prijs BioComp tweefasen HAVD implantaat is inclusief afdekschroef

BioComp implantaat, éénfase

	BC-1310-34ES08	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 8.0 mm
	BC-1310-34ES10	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 10.0 mm
	BC-1310-34ES12	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 12.0 mm
	BC-1310-34ES14	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm
	BC-1310-34ES16	BioComp implantaat, éénfase, Ø 3.4 mm, L 16.0 mm
	BC-1310-40ES08	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 8.0 mm
	BC-1310-40ES10	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 10.0 mm
	BC-1310-40ES12	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 12.0 mm
	BC-1310-40ES14	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm
	BC-1310-40ES16	BioComp implantaat, éénfase, Ø 4.0 mm, L 16.0 mm

Prijs BioComp éénfase implantaat is inclusief healing abutment (BC-1400-600010)

BioComp healing abutment

	BC-1400-340000	BioComp afdekschroef, implantaat, Ø 3.4 mm
	BC-1400-400000	BioComp afdekschroef, implantaat, Ø 4.0 mm
	BC-1400-403052	BioComp abutment, healing, conisch, Ø 4.0 - Ø 5.2 mm, L 3.0 mm
	BC-1400-405052	BioComp abutment, healing, conisch, Ø 4.0 - Ø 5.2 mm, L 5.0 mm
	BC-1400-405060	BioComp abutment, healing, conisch, Ø 4.0 - Ø 6.0 mm, L 5.0 mm
	BC-1400-400030	BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 3.0 mm
	BC-1400-400050	BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 5.0 mm
	BC-1400-520010	BioComp abutment, healing, Ø 5.2 mm, L 1.0 mm
	BC-1400-520030	BioComp abutment, healing, Ø 5.2 mm, L 3.0 mm
	BC-1400-520050	BioComp abutment, healing, Ø 5.2 mm, L 5.0 mm
	BC-1400-600010	BioComp abutment, healing, Ø 6.0 mm, L 1.0 mm
	BC-1400-600030	BioComp abutment, healing, Ø 6.0 mm, L 3.0 mm
	BC-1418-401530	BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 3.0 mm, 15° + schroef
	BC-1418-401550	BioComp abutment, healing, Ø 4.0 mm, L 5.0 mm, 15° + schroef

BioComp afdrukstift - implantaatniveau

	BC-1518-400011	BioComp afdrukstift, implantaatniveau, open lepel + schroef
Bij inkorten dient u ook de inkortbare schroef BC 1815-225213 te bestellen. Wilt u een langere schroef (L 17.0 mm) dan dient u ook schroef BCC 181-221423 te bestellen.		
	BC-1518-400015	BioComp afdrukstift, implantaatniveau, gesloten lepel + schroef + kapje
	BC-1518-520015	BioComp afdrukstift, implantaatniveau, gesloten lepel, Ø 5.2 mm* + schroef + kapje
	BC-1500-60K057	BioComp afdrukkappje voor gesloten lepel afdruk, kunststof, implantaatniveau (5 st)
	BC-1500-400006	BioComp afdrukstift, implantaatniveau, steg, gesloten lepel
	BC-1518-40K015	BioComp scanstift, implantaatniveau, PEEK + schroef

BioComp afdrukstift - abutmentniveau

	BC-1518-402010	BioComp afdrukstift, abutmentniveau, steg, open lepel + schroef
	BC-1500-402005	BioComp afdrukstift, abutmentniveau, steg, gesloten lepel
	BC-1824-28K015	BioComp rebaseschroef, abutmentniveau, steg, gesloten lepel, kunststof (2 stuks)
	BC-1500-402210	BioComp afdrukstift, abutmentniveau, Dalbo®
	BC-2600-072626	Dalbo®-PLUS dupliceerkapje
	BC-2230-008505	Locator® afdrukkappje (4 stuks)

* ø 5.2 is alleen noodzakelijk bij systemen die:
Voor 2009 zijn geïmplantéerd met tweefasen ø 4.6 en ø 5.2 HA en niet gecoate implantaten zonder platformswitch.
Voor 2003 zijn geïmplantéerd met éénfase i.v.m. de brede uitloop naar ø 5.2.

BioComp laboratorium analoog - implantaatniveau

BC-1719-400012	BioComp lab. analoog, implantaatniveau, Ø 4.0 mm
BC-1719-520012	BioComp lab. analoog, implantaatniveau, Ø 5.2 mm*

BioComp laboratorium analoog - abutmentniveau

BC-1720-402412	BioComp lab. analoog, abutmentniveau, steg
BC-1722-402612	BioComp lab. analoog, abutmentniveau, Dalbo®
BC-1722-403012	BioComp lab. analoog, abutmentniveau, Locator®

BioComp schroef**Voor kroon en steg**

BC-1819-225220	BioComp schroef, implantaatniveau (2 stuks)
BC-1819-22523A	BioComp AS schroef, implantaatniveau (2 stuks)



BC-1824-282015	BioComp schroef, abutmentniveau (2 stuks)
----------------	---



BC-2323-220015	BioComp occlusale schroef, kroon
----------------	----------------------------------

Voor afdrukstift

BC-1815-225213	BioComp schroef, implantaatniveau, inkortbaar, afdrukstift (2 stuks)
BCC-181-221423	BioComp schroef, implantaatniveau, afdrukstift, L 17.0 mm

BioComp abutment, kroon

BC-1918-400701	BioComp abutment, kroon, gemodelleerd, Ø 4.0 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
BC-1918-401501	BioComp abutment, kroon, gemodelleerd, Ø 4.0 mm, H 1.0 mm, L 7.8 mm, 15° + schroef



BC-1918-420700	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.0 mm + schroef
----------------	---



BC-1918-420801	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
----------------	---



BC-1918-421003	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef
----------------	--



BC-1918-520700	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 7.0 mm + schroef
----------------	---



BC-1918-520801	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
----------------	---



BC-1918-521003	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 3.0 mm, L 10.0 mm + schroef
----------------	--

* Ø 5.2 is alleen noodzakelijk bij systemen die:

Voor 2009 zijn geïmplantéerd met twee fasen Ø 4.6 en Ø 5.2 HA en niet gecoate implantaten zonder platformswitch.

Voor 2003 zijn geïmplantéerd met één fase i.v.m. de brede uitloop naar Ø 5.2.

BioComp abutment, kroon - vervolg

	BC-1918-421000	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.4 mm, 10° + schroef
	BC-1918-422000*	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.8 mm, 20° + schroef
	BC-1918-422001	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 1.0 mm, L 8.7 mm, 20° + schroef
	BC-1918-423000*	BioComp abutment, kroon, Ø 4.2 mm, H 0.0 mm, L 7.8 mm, 30° + schroef
	BC-1918-521000	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 7.9 mm, 10° + schroef
	BC-1918-521001	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.9 mm, 10° + schroef
	BC-1918-522000	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 8.4 mm, 20° + schroef
	BC-1918-522001	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 9.3 mm, 20° + schroef
	BC-1918-523000	BioComp abutment, kroon, Ø 5.2 mm, H 0.0 mm, L 8.5 mm, 30° + schroef
	BC-1918-52K008	BioComp abutment, kroon, kunststof, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BC-1918-52G008	BioComp abutment, kroon, goud, Ø 5.2 mm, H 1.0 mm, L 8.0 mm + schroef
	BC-1918-70K010	BioComp abutment, kroon, PEEK, Ø 7.0 mm, H 4.0 mm, L 10.0 mm + schroef
	BC-2300-401523	BioComp pasabutment, implantaatniveau

BioComp basis, kroon

	BC-1918-400400	BioComp basis, kroon, Ø 4.0 mm, H 0.0 mm, L 4.0 mm + schroef
	BC-1918-400700	BioComp basis, kroon, Ø 4.0 mm, H 0.0 mm, L 7.0 mm + schroef
	BC-1918-460500	BioComp basis, kroon, Ø 4.6 mm, H 0.3 mm, L 5.0 mm + schroef

Cerec®

	BC-1918-460500	BioComp basis, CEREC®, Ø 4.6 mm, H 0.3 mm, L 5.0 mm + schroef
--	----------------	---

BioComp beettafel

	BC-2700-75RS50	BioComp beettafel, L 7.0 mm
	BC-2700-75RS70	BioComp beettafel, L 9.0 mm
	BC-2700-75RS90	BioComp beettafel, L 11.0 mm
	BC-2700-75RS00	BioComp beettafel, L 7.0 mm + L 9.0 mm + L 11.0 mm (set)

* Voorzien van interne occlusale schroefdraad voor occlusaal verschroeven met BC-2323-220015.

BioComp abutment, steg

	BC-2018-401500	BioComp basis, steg/Dalbo®, 15° + schroef
	BC-2018-403000	BioComp basis, steg/Dalbo®, 30° + schroef
	BC-2022-520038	BioComp secundair deel, steg, gehoekte basis, Ø 5.2 mm, L 3.8 mm
	BC-2024-400015	BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 2.7 mm
	BC-2024-400030	BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 3.0 mm, L 4.2 mm
	BC-2024-400050	BioComp abutment, steg, Ø 4.0 mm, H 5.0 mm, L 6.2 mm
	BC-2025-402030	Beschermkap, abutment, steg

BioComp abutment, Dalbo®

	BC-2018-401500	BioComp basis, steg/Dalbo®, 15° + schroef
	BC-2018-403000	BioComp basis, steg/Dalbo®, 30° + schroef
	BC-2220-520015	BioComp secundair deel, Dalbo®, gehoekte basis, Ø 5.2 mm, L 1.5 mm

In combinatie met kunststof matrix

	BC-2226-40NI15	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 3.4 mm, gecoat
	BC-2226-40NI35	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 5.4 mm, gecoat
	BC-2226-40NI55	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 7.4 mm, gecoat
	BC-2226-52NI20	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 5.2 mm*, H 2.0 mm, L 4.7 mm, gecoat

In combinatie met gouden matrix

	BC-2226-400015	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 3.4 mm
	BC-2226-400035	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 3.5 mm, L 5.4 mm
	BC-2226-400055	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 4.0 mm, H 5.5 mm, L 7.4 mm
	BC-2226-520020	BioComp abutment, Dalbo®, Ø 5.2 mm*, H 2.0 mm, L 4.7 mm

BioComp abutment, Locator®

	BC-2230-40NI00	BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 0.4 mm, L 2.8 mm
	BC-2230-40NI15	BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 1.5 mm, L 3.9 mm
	BC-2230-40NI30	BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 3.0 mm, L 5.4 mm
	BC-2230-40NI50	BioComp abutment, Locator®, Ø 4.0 mm, H 5.0 mm, L 7.4 mm
	BC-2230-52NI06	BioComp abutment, Locator®, Ø 5.2 mm*, H 0.6 mm, L 3.0 mm

* ø 5.2 is alleen noodzakelijk bij systemen die:

Voor 2009 zijn geïmplantéerd met tweefasen ø 4.6 en ø 5.2 HA en niet gecoate implantaten zonder platformswitch.

Voor 2003 zijn geïmplantéerd met éénfase i.v.m. de brede uitloop naar ø 5.2.

Tertiaire delen, steg

Mini



BC-2425-122M01	Steg profiel/patrix, eivormig, goud, mini, L 5.0 cm
BC-2425-122M02	Steg matrix, goud, mini, L 5.0 cm
BC-2425-122M04	Steg matrix, doral, mini, L 5.0 cm
BC-2425-122M05	Steg matrix, titanium, mini, L 4.75 cm

Maxi



BC-2425-123M01	Steg profiel/patrix, eivormig, goud, maxi, L 5.0 cm
BC-2425-123M02	Steg matrix, goud, maxi, L 5.0 cm
BC-2425-123M04	Steg matrix, doral, maxi, L 5.0 cm
BC-2425-123M05	Steg matrix, titanium, maxi, L 4.75 cm



BC-2450-050344	Steg matrix, goud, asymmetrisch, rond, Ø 2.0 mm, L 3.0 cm
BC-2425-500679	Steg matrix, goud, rond, Ø 1.9 mm, L 5.0 cm



BC-2400-070198	Activatorset, steg, matrix
----------------	----------------------------



BC-2400-070200	Deactivator, steg, matrix mini
----------------	--------------------------------




BC-2400-070201	Deactivator, steg, matrix max
----------------	-------------------------------

Tertiaire delen, Dalbo®

	BC-2600-310285	Dalbo®-Classic activator
	BC-2600-312855	Dalbo®-Classic deactivator
	BC-2622-583622*	Dalbo®-Classic matrix, goud, elliptic
	BC-2600-072609	Dalbo®-PLUS activator, matrix
	BC-2600-072626	Dalbo®-PLUS dupliceerkapje
	BC-2622-055752*	Dalbo®-PLUS matrix, goud, rond, incl. dupliceerkapje
	BC-2622-050214*	Dalbo®-PLUS matrix, goud, rond, tuning soft, incl. dupliceerkapje
	BC-2622-055771*	Dalbo®-PLUS matrix, goud, rond, tuning, incl. dupliceerkapje
	BC-2622-055890*	Dalbo®-PLUS matrix, goud, elliptic
	BC-2622-055891*	Dalbo®-PLUS matrix, goud, elliptic, tuning
	BC-2622-055643*	Dalbo®-PLUS lamellen, goud, retentie-inzet, standaard
	BC-2622-050068*	Dalbo®-PLUS lamellen, goud, retentie-inzet, tuning soft
	BC-2622-055687*	Dalbo®-PLUS lamellen, goud, retentie-inzet, tuning
	BC-2600-126722	Indrukstift voor kunststof matrix
	BC-2626-12Ti35	Behuizing voor matrix voor bal titanium (6 stuks)
	BC-2626-12KW32	Kunststof matrix voor bal, zwakke retentie wit (6 stuks)
	BC-2626-12KG31	Kunststof matrix voor bal, normale retentie geel (6 stuks)
	BC-2626-12KR33	Kunststof matrix voor bal, sterke retentie rood (6 stuks)

Tertiaire delen, Locator®

	BC-2230-008393	Locator® basisgereedschap
	BC-2230-008505	Locator® afdrukkapje (4 stuks)
	BC-2230-008519	Locator® matrixset (2 stuks)
	BC-2230-008524	Locator® matrix, transparant, standaard 2268 gram (20 stuks)
	BC-2230-008527	Locator® matrix, roze, standaard 1361 gram (20 stuks)
	BC-2230-008529	Locator® matrix, blauw, standaard 680 gram (20 stuks)
	BC-2230-008547	Locator® matrix, groen, divergerend 1361 gram (4 stuks)
	BC-2230-008548	Locator® matrix, rood, divergerend 230 gram (4 stuks)

Hexagonale schroevendraaier

	BC-5000-65RS08	Tweezijdige hex. schroevendraaier, L 8.0 mm
	BC-5000-65RS12	Tweezijdige hex. schroevendraaier, L 12.0 mm
	BC-5000-65RS17	Tweezijdige hex. schroevendraaier, L 17.0 mm
	BC-50AS-65TZ23	AS schroevendraaier, voor momentsleutel, L 12.0 mm
	BC-5000-65TZ24	Tweezijdige hex. schroevendraaier, voor momentsleutel, L 9.0 mm
	BC-5000-65TZ27	Tweezijdige hex. schroevendraaier, voor momentsleutel, L 15.0 mm
	BC-5000-65TZ31	Hex. schroevendraaier, voor momentsleutel, L 20.0 mm
	BC-5000-70UW32	Instelbare momentsleutel, 10-70 Ncm
	BC-5800-15RS08	Hex. schroevendraaier, voor hoekstuk

Cassette

	BC-5155-17RS13	Cassette boren, basis + ratel, externe koeling
	BC-5155-27AL17	Cassette boren, compleet, externe koeling
	BC-5150-17BA13	Cassette botaugmentatie

Sterilisatie container en filter

	BC-6003-260765	Sterilisatie container, 310 x 190 x 65 mm
	BC-6004-300350	Sterilisatie container, 200 x 160 x 40 mm
	BC-6004-187447	Teflon filter voor sterilisatie container, 180 x 140 mm
	BC-6004-187468	Papieren filter voor sterilisatie container, 180 x 140 mm (100 stuks)

Implantaatboor, externe koeling

	BC-5250-40EK00	Rosenboor, externe koeling, 5 stuks
	BC-5250-20EK00	Lindemann frees, externe koeling, 5 stuks
	BC-5250-75EK90	Crestotoom, externe koeling
	BC-5250-25EK14	Pilot, externe koeling, L 14.0 mm
	BC-5250-25EK22	Pilot, externe koeling, L 22.0 mm
	BC-5250-34EK14	Implantaatboor, externe koeling, Ø 3.4 mm, L 14.0 mm
	BC-5250-34EK22	Implantaatboor, externe koeling, Ø 3.4 mm, L 22.0 mm
	BC-5250-40EK14	Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.0 mm, L 14.0 mm
	BC-5250-40EK22	Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.0 mm, L 22.0 mm
	BC-5250-46EK14	Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.6 mm, L 14.0 mm
	BC-5250-46EK22	Implantaatboor, externe koeling, Ø 4.6 mm, L 22.0 mm
	BC-5250-52EK14	Implantaatboor, externe koeling, Ø 5.2 mm, L 14.0 mm
	BC-5250-52EK22	Implantaatboor, externe koeling, Ø 5.2 mm, L 22.0 mm
	BC-5250-58EK14	Implantaat counter, externe koeling

Beitel

	BC-5457-4PRS21	Beitel, plat 4.0 mm
	BC-5457-6PRS21	Beitel, plat 6.0 mm
	BC-5457-8PRS21	Beitel, plat 8.0 mm
	BC-5457-34RS21	Beitel, implantaat Ø 3.4 mm
	BC-5457-40RS21	Beitel, implantaat Ø 4.0 mm
	BC-5457-46RS21	Beitel, implantaat Ø 4.6 mm
	BC-5457-52RS21	Beitel, implantaat Ø 5.2 mm
	BC-5457-34SL22	Sinusbodem elevator, implantaat Ø 3.4 mm
	BC-5457-40SL22	Sinusbodem elevator, implantaat Ø 4.0 mm
	BC-5457-46SL22	Sinusbodem elevator, implantaat Ø 4.6 mm
	BC-5457-52SL22	Sinusbodem elevator, implantaat Ø 5.2 mm

Hulpdelen, hoekstuk

	BC-5500-45RS17	Verlengstuk, voor hoekstuk
	BC-5500-50RS11	Dubbel zeskant, voor hoekstuk
	BC-5500-50WH11	Dubbel zeskant, voor W&H hoekstuk
	BC-5500-50WH30	Dubbel zeskant, voor W&H hoekstuk, lang

Ratel en toebehoren

	BC-5656-12RS85	Ratel met momentweergave
	BC-5656-80RS21	Verlengstuk, voor ratel
	BC-5656-80RS23	Dubbel zeskant, voor ratel, L 16.0 mm
	BC-5656-80RS42	Dubbel zeskant, voor ratel, L 31.0 mm

In- en uittikdelen

	BC-5700-60RS12	Hamerkopje
	BC-5700-60RS70	Verlengstuk, gebogen
	BC-5700-60RS80	Verlengstuk, recht
	BC-5700-80RS20	Uittrekdeel

Uitdraaiset

	BC-5800-680BBP	Kit voor gebroken schroef BioComp
	BC-5800-680BBT	Kit voor gebroken schroef BioConnect
	BC-5800-680FA25	Klauwruimer boor
	BC-5800-680FS	Linksdraaiende boor

Hulpdelen algemeen

	BC-5800-11RS59	Doorprikker voor reiniging boor
	BC-5800-17RS10	Lab. analooghouder
	BC-5800-40LP23	Parallelpin
	BC-5800-75RS75	Steeksleutel

Botregeneratiematerialen**Cerasorb®**

BC-6000-010500 Cerasorb® M 500 - 1000 µm; 5 x 0.5 cc



BC-6000-110500 Cerasorb® M 500 - 1000 µm; 5 x 1.0 cc

BC-6000-210500 Cerasorb® M 500 - 1000 µm; 5 x 2.0 cc

BC-6000-021000 Cerasorb® M 1000 - 2000 µm; 5 x 0.5 cc

BC-6000-121000 Cerasorb® M 1000 - 2000 µm; 5 x 1.0 cc

BC-6000-221000 Cerasorb® M 1000 - 2000 µm; 5 x 2.0 cc



BC-9000-060054 Cerasorb® Mouldable Foam, 12 x 12 x 4 mm, 0.5 cc (3 stuks)



BC-9300-000030 Styro® Cubus, 10 x 10 x 10 mm (30 stuks)

Osbone®

BC-9000-800501 Osbone® 250 - 1000 µm; 1 x 0.5 cc

BC-9000-800505 Osbone® 250 - 1000 µm; 5 x 0.5 cc

BC-9000-801005 Osbone® 250 - 1000 µm; 5 x 1.0 cc

**Poresorb®-TCP**

BC-6200-POR132 Poresorb® 0.3 - 0.6 mm, verpakking 0.5 ml / 0.5 g

Resorbeerbaar membraan

BC-9000-701520 Osgide® porcine collageen membraan, 15 x 20 mm

BC-9000-702530 Osgide® porcine collageen membraan, 25 x 30 mm

Botinstrumentarium

BC-6000-600167 Titanium Pins 3.0 mm (10 stuks)

BC-6000-600169 Titanium Pins 5.0 mm (10 stuks)

BC-6000-600161 Ti-System applicator, recht

BC-6000-600163 Ti-System handstuk

BC-6000-600165 Ti-System Steribox voor 15 pins



BC-6000-603987 Safescraper Twist, gehoekt (3 stuks)



BC-6001-325000 Botschraper, recht (houder + mes)



BC-6001-325A00 Botschraper, gehoekt (houder + mes)



BC-6001-325LR0 Mes t.b.v. botschraper, recht



BC-6001-325LRA Mes t.b.v. botschraper, gehoekt

Instrumentarium



Chirurgisch instrumentarium voor implantologie		Meerdere mogelijkheden
BC-6001-1300KT	Kit osteotomie, 6 delig + tray	
BC-6001-1673/5	Kit osteotomie & sinus elevatie, 13 delig + tray	
BC-6001-1304KT	Kit sinus elevatie, 5 delig + tray	
BC-6003-103361	Safe-Ex scalpelhouder	




Disposet

MD-108407-14	Disposet, compleet steriele set ten behoeve van operatie (14 sets)
MD-108407	Disposet, compleet steriele set ten behoeve van operatie (1 set)



Chirurgische handschoenen, steriel

MD-081220	Profeel DHD Polyisoprene PF, maat 6.5 (50 stuks)
MD-081240	Profeel DHD Polyisoprene PF, maat 7.5 (50 stuks)



Hechtmaterialen oplosbaar

HD-3O151314	SERAPID un 1.5 (4/0), L 45 cm, Naald DS-18 mm, oplosbaar (24 stuks)
HD-3O153276	SERAPID un 1.5 (4/0), L 70 cm, Naald HR-17 mm, oplosbaar (24 stuks)
HD-6O151314	SERAFIT violet 1.5 (4/0), L 45 cm, Naald DS-18 mm, oplosbaar (24 stuks)
HD-JO103213	SERAFAST violet 1 (5/0), L 70 cm, Naald DS-15 mm, oplosbaar (24 stuks)

Meerdere soorten leverbaar. Neem contact op voor prijzen en levertijd.



Hechtmaterialen niet-oplosbaar

HD-LO07171T	SERALENE blue 0.7 (6/0), L 50 cm, Naald DSS-15 mm, niet-oplosbaar (24 stuks)
HD-LO10171T	SERALENE blue 1 (5/0), L 50 cm, Naald DSS-15 mm, niet-oplosbaar (24 stuks)
HD-MO151713	SERAMON un 1.5 (4/0), L 50 cm, Naald DS-15 mm, niet-oplosbaar (24 stuks)
HD-VO101713	SERALON blue 1 (5/0), L 50 cm, Naald DS-15 mm, niet-oplosbaar (24 stuks)

Meerdere soorten leverbaar. Neem contact op voor prijzen en levertijd.

Motoren en toebehoren

5200	Nouvag Hoekstuk 16:1
5201	Nouvag hoekstuk 32:1
1706	Nouvag infuusbestek voor Nuvag fysiodispenser (10 stuks)
1712	Nouvag naald voor interne koeling met clip voor Nuvag hoekstuk
1777	Nouvag y-verbinding t.b.v. ex- en interne koeling



W&H SI-1023 SET3	W&H motor SI-1023 met toebehoren
W&H SI-1023 SET6	W&H Implantmed - S-NW draadloos voetpedaal, motor LED
W&H WI-75 E/KM	W&H hoekstuk WI-75 E/KM
W&H WS-75 L	W&H hoekstuk implantologie 20:1 mini LED+
W&H 02610500	W&H naald voor interne koeling
W&H 04363600	W&H infuusbestek (6 stuks)
W&H 06016400	W&H Y-verbinding met slang (3 stuks)
W&H 04757100	W&H spray clip (3 stuks)
W&H 07962790	W&H Flightcase

Promotieartikelen



BC Organizer

Organizer voor BioComp producten



BC-Infoverwijsdoos

Verwijsdoosje 17 x 13 cm



Project-Docu-A

Begrotingen implantologie



Project-Docu-B

Voorwaarden machtigingsvrij implanteren (VMI)



BC-Handleiding

BioComp gebruikershandleiding



BCC-Handleiding

BioConnect gebruikershandleiding



BC-Folder-KB

Patiëntenbrochure "De basis voor kroon of brug"



BC-Folder-VP

Patiëntenbrochure "De basis voor een volledige prothese"



BC-Folder-Bot

Patiëntenbrochure "Synthetische botvervangers"



BC-Folder-Impl

Patiënten implantaatpaspoort



BC-Folderhouder-1

Houder voor patiëntenbrochure, enkel



BC-Folderhouder-2

Houder voor patiëntenbrochure, dubbel

www.biocomp.eu

Molenstraat 2a, 5262 ED Vught • +31 (0)73 684 72 00 • sales@biocomp.eu

DT_Sys_LBL_MKT_NL_02_Systeemoverzicht - 1 januari 2026